

# endoscopy

endoskopia






**papillotomy instruments** 72  
narzędzia do papillotomii


**polypectomy instruments** 73  
narzędzia do polipektomii

**endoscopic instruments** 76  
narzędzia endoskopowe

# papillotomy instruments

## narzędzia do papillotomii


	Ref. No. Kod	loop dł. cięciwy	
	E30-2	25 mm	Papillotomy snare loop, for R2-50 handle
	E30-3	30 mm	Papillotom podstawowy, do rękojeści R2-50
			
	E32		Papillotomy needle knife Papillotom typ „IGŁA”
	R2-50		Papillotomy loop handle Rączka sterująca do papillotomu



No.	Tube diameter (mm)	Tip length (mm)	Loop length (mm)	Shaft length (mm)	Catalogue number
Lp	Średnica Tubusa (mm)	Długość Noska (mm)	Długość Cięciwy (mm)	Długość Bagnetu (mm)	Numer katalogowy
1	2,3 tapered to 1,8 2,3 zwężany do 1,8	1 - 30	20	1 - 10	<b>E30/1</b> Tip length Długość noska
2			25		<b>E30/2</b> Tip length Długość noska
3			30		<b>E30/3</b> Tip length Długość noska
4	1,8				<b>E32</b> Shaft length Długość bagnetu
5	2,3 tapered to 1,8 2,3 zwężany do 1,8	1 - 10	20		<b>E33/1</b> Tip length Długość noska
6			25		<b>E33/2</b> Tip length Długość noska
7			35		<b>E33/3</b> Tip length Długość noska

# polypectomy instruments

## narzędzia do polipektomii

	Ref. No. Kod	Ø dia. loop średnica pętli	channel kanał rob.	
	E17/25	40 mm	2.3 mm	Endoscopic loop for polypectomy, big oval Pętla do polipektomii owalna duża
	E17/23	30 mm		Endoscopic loop for polypectomy, medium oval Pętla do polipektomii owalna średnia
	E17/22	25 mm		Endoscopic loop for polypectomy, small oval Pętla do polipektomii owalna mała







	E18/25	40 mm	2.3 mm	Endoscopic loop for polypectomy, big hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna
	E18/23	30 mm		Endoscopic loop for polypectomy, medium hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna
	E18/22	25 mm		Endoscopic loop for polypectomy, small hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna









	R1-100			Endoscopic loop handle, for E17/x, E18/x loops Rączka sterująca do pętli endoskopowej, do pętli E17/x, E18/x
--	--------	--	--	--



	Ref. No. Kod			Ref. No. Kod	
	<b>E17</b>	Polypectomy snare, oval Pętla do polipektomii owalna		<b>E16</b>	Polypectomy snare, asymmetrical Pętla do polipektomii asymetryczna
	<b>E18</b>	Polypectomy snare, hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna		<b>E19</b>	Polypectomy snare, oval with teeth Pętla do polipektomii owalna z zębami



Lp No.	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Snare diameter (mm) Średnica Pętli (mm)	<b>E17</b> Code Kod	<b>E18</b> Code Kod	<b>E16</b> Code Kod	<b>E19</b> Code Kod
1	1,8	15	E17/2	E18/2	E16/2	E19/2
2		20	E17/3	E18/3	E16/3	E19/3
3		25	E17/4	E18/4	E16/4	E19/4
4		30	E17/5	E18/5	E16/5	E19/5
5		35	E17/6	E18/6	E16/6	E19/6
6		40	E17/7	E18/7	E16/7	E19/7
7		45	E17/8	E18/8	E16/8	E19/8
8	2,0	15	E17/11	E18/11	E16/11	E19/11
9		20	E17/12	E18/12	E16/12	E19/12
10		25	E17/13	E18/13	E16/13	E19/13
11		30	E17/14	E18/14	E16/14	E19/14
12		35	E17/15	E18/15	E16/15	E19/15
13		40	E17/16	E18/16	E16/16	E19/16
14		45	E17/17	E18/17	E16/17	E19/17
15	2,3	15	E17/20	E18/20	E16/20	E19/20
16		20	E17/21	E18/21	E16/21	E19/21
17		25	E17/22	E18/22	E16/22	E19/22
18		30	E17/23	E18/23	E16/23	E19/23
19		35	E17/24	E18/24	E16/24	E19/24
20		40	E17/25	E18/25	E16/25	E19/25
21		45	E17/26	E18/26	E16/26	E19/26







	Ref. No. Kod		
	<b>E40</b>	Dormia hexagonal snare, reusable Koszyk Dormia heksagonalny, wielorazowy	
	<b>ES40</b>	Dormia hexagonal snare, disposable Koszyk Dormia heksagonalny, jednorazowy	
	<b>E41</b>	Dormia spiral snare, reusable Koszyk Dormia spiralny, wielorazowy	
	<b>ES41</b>	Dormia spiral snare, disposable Koszyk Dormia spiralny, jednorazowy	



No. Lp	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Snare diameter (mm) Średnica Pętli (mm)	<b>E40</b> Code Kod	<b>E41</b> Code Kod	<b>ES40</b> Code Kod	<b>ES41</b> Code Kod
1	1,8	10	E40/1	E41/1	ES40/1	ES41/1
2		15	E40/2	E41/2	ES40/2	ES41/2
3		20	E40/3	E41/3	ES40/3	ES41/3
4		25	E40/4	E41/4	ES40/4	ES41/4
5		30	E40/5	E41/5	ES40/5	ES41/5
6		35	E40/6	E41/6	ES40/6	ES41/6
7		40	E40/7	E41/7	ES40/7	ES41/7
8	2,0	10	E40/8	E41/8	ES40/8	ES41/8
9		15	E40/9	E41/9	ES40/9	ES41/9
10		20	E40/10	E41/10	ES40/10	ES41/10
11		25	E40/11	E41/11	ES40/11	ES41/11
12		30	E40/12	E41/12	ES40/12	ES41/12
13		35	E40/13	E41/13	ES40/13	ES41/13
14		40	E40/14	E41/14	ES40/14	ES41/14
15	2,3	10	E40/15	E41/15	ES40/15	ES41/15
16		15	E40/16	E41/16	ES40/16	ES41/16
17		20	E40/17	E41/17	ES40/17	ES41/17
18		25	E40/18	E41/18	ES40/18	ES41/18
19		30	E40/19	E41/19	ES40/19	ES41/19
20		35	E40/20	E41/20	ES40/20	ES41/20
21		40	E40/21	E41/21	ES40/21	ES41/21

# endoscopic instruments

## narzędzia endoskopowe

	Ref. No. Kod	
 	E53	Endoscopic needle in Teflon tube Igła endoskopowa w teflonowym tubusie
 	E54	Endoscopic needle in metal tube Igła endoskopowa w metalowym tubusie
 	E56	Endoscopic needle in Teflon tube, disposable Igła endoskopowa w teflonowym tubusie, jednorazowa

