




**ES120**



**Aparat elektrochirurgiczny**

ES120 to aparat elektrochirurgiczny, który wykorzystuje przepływ prądu wysokiej częstotliwości do wycinania i koagulowania zmian skórnych.

**Wszechstronność zastosowań**

Aparat świetnie sprawdza się w dermatologii, w zabiegach kosmetycznych oraz w zabiegach dermatochirurgicznych.

**Komfort pracy**

Niewielkie rozmiary urządzenia i estetyczny wygląd w połączeniu z jego niezawodnością oraz łatwością obsługi zapewniają najwyższy komfort pracy.

**Bezpieczeństwo**

Wewnętrzny test urządzenia i podłączonego osprzętu oraz system kontroli podłączenia elektrody neutralnej gwarantują maksymalne bezpieczeństwo użytkownika oraz pacjenta.

**Zastosowania w dermatologii:**

- teleangiektazje
- usuwanie zbędnego owłosienia
- brodawki wirusowe, łojotokowe, płaskie
- mięczaki zakaźne
- naczyniaki krwionośne gwiaździste
- włókniaki
- kaszaki
- prosaki
- pobieranie próbek do badań
- inne zmiany skórne

**Zalety aparatu ES120:**

- estetyczny design i niewielki rozmiar
- skuteczność i szybkie działanie
- precyzyja
- niskie koszty eksploatacji

# akcesoria do aparatu ES120

## wyposażenie dermatologiczne

134°C  
STERILIZATION



R-418 Kulka kątowa 3 mm



R-406 Pętla 8 mm



R-482 Szpatuła prosta, długość 40 mm  
2 mm × 16 mm



R-416 Igła kątowa 30°, 1.7 mm



321-230 Uchwyt elektrody 1,6 mm  
z kablem 3 m



605-021 Szczypce kątowe (TIP D), 110 mm



351-031 Kabel szczypiec bipolarnych  
wtyk 2-bolcowy 29 mm



100-301 Włącznik nożny 1-przyciskowy  
do diatermii ES120



180-700 Uchwyt igieł epilacyjnych, Ø 1.25 mm typ-F,  
roziłączny kabel, długość 1.5 m, wtyk 4 mm

F-type



070-525 Igła epilacyjna, izolowana, typ-F,  
do uchwytu 1.25 mm (opakowanie 10 szt.)

070-526 Igły epilacyjna, stalowa (nieizolowana), typ-F,  
do uchwytu 1.25 mm (opakowanie 10 szt.)

070-527 Igła epilacyjna, złocona, typ-F,  
do uchwytu 1.25 mm (opakowanie 10 szt.)


max. 50 [W]



80-310-04 Elektroda neutralna „do ręki” do gabinetów  
dermatologicznych, kosmetycznych  
i stomatologicznych



294-030 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, 3 m



1280 Elektroda neutralna jednorazowa  
TWINSAFE rozmiar: 176 × 122 mm,  
opakowanie 50 szt., powierzchnia: 110 cm<sup>2</sup>

Pełen wybór akcesoriów znajdą Państwo w naszym katalogu.  
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie [www.emed.pl](http://www.emed.pl)