




ES120



Aparat elektrochirurgiczny

ES120 to aparat elektrochirurgiczny, który wykorzystuje przepływ prądu wysokiej częstotliwości do wycinania i koagulowania zmian skórnych.

Wszechstronność zastosowań

Aparat świetnie sprawdza się w dermatologii, w zabiegach kosmetycznych oraz w zabiegach dermatochirurgicznych.

Komfort pracy

Niewielkie rozmiary urządzenia i estetyczny wygląd w połączeniu z jego niezawodnością oraz łatwością obsługi zapewniają najwyższy komfort pracy.

Bezpieczeństwo

Wewnętrzny test urządzenia i podłączonego osprzętu oraz system kontroli podłączenia elektrody neutralnej gwarantują maksymalne bezpieczeństwo użytkownika oraz pacjenta.

Zastosowania w dermatologii:

- teleangiektazje
- usuwanie zbędnego owłosienia
- brodawki wirusowe, łojotokowe, płaskie
- mięczaki zakaźne
- naczyniaki krwionośne gwiaździste
- włókniaki
- kaszaki
- prosaki
- pobieranie próbek do badań
- inne zmiany skórne

Zalety aparatu ES120:

- estetyczny design i niewielki rozmiar
- skuteczność i szybkie działanie
- precyzyja
- niskie koszty eksploatacji

akcesoria do aparatu ES120

wyposażenie dermatologiczne

134°C
STERILIZATION

 **541-800** Elektroda igła kątowa 30°, 1,7mm, uchwyt 1,6mm

 **540-600** Elektroda pętla druciana, 8mm, uchwyt 1,6mm

 **548-200** Elektroda szpatuła prosta, 2 x 6mm, dł. 55mm, uchwyt 1,6mm


 **541-600** Elektroda igła kątowa 30°, 1,7mm, uchwyt 1,6mm

 **328-030** Uchwyt elektrody 1,6mm, wąski, bez przycisków, kabel 3m, wtyk 3-pin

 **605-021** Szczypce bipolarne, kątowe, 0,5mm, dł. 110mm

 **non-stick**

 **351-031** Kabel bipolarny, dł. 3m, złącze proste, wtyk 2-pin 29mm

 **100-301** Włącznik nożny 1-przyciskowy, wyłącznik do ES120, kabel 5m, wtyk 6-pinowy



51301018 Uchwyt igieł epilacyjnych, typ F, o 1,25mm, wtyk 4mm, rozłączny kabel dł. 1,5m

 F-type 




F3I Igły do elektrolizy, 1-razowe, sterylne, izolowane, trzpień 1,25mm; op.10 szt.; 0,003"

F3 Igły do elektrolizy, 1-razowe, sterylne, stalowe nieizolowane, trzpień 1,25mm; op.10 szt.; 0,003"

F3G Połączone igły do zamykania naczynek; typu F; 10 szt.; 0,003"



294-030 Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk EU 6,3mm



812-80H Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, 110cm², op. 10x5szt.

Zapraszamy na szkolenia kosmetyczne.
Więcej informacji na stronie www.emed.pl

Pełen wybór akcesoriów znajdują Państwo w naszym katalogu.
Więcej informacji u przedstawicieli regionalnych i na stronie www.emed.pl