

monopolar and bipolar cables

kable monopolarne i bipolarne

monopolar laparoscopic cables · monopolar endoscopic cables
· monopolar cables for resectoscope · other bipolar cables

kable monopolarne do laparoskopu · kable monopolarne do endoskopu
· kable monopolarne do elektoresektoskopu · inne kable bipolarne





laparoscopic monopolar cables


kable monopolarne do laparoskopu

	Ø 4 mm	280-130	Length/Długość 3 m	Laparoscopic monopolar cable for STORZ, STRYKER, OLYMPUS, WOLF instruments for EMED, MARTIN, BERCHTOLD generators Kabel do narzędzi laparoskopowych STORZ, STRYKER, OLYMPUS, WOLF do aparatów EMED, MARTIN, BERCHTOLD
		280-150	Length/Długość 5 m	
	Ø 4 mm	101-051	Length/Długość 4.5 m	Laparoscopic monopolar cable for STORZ, STRYKER, OLYMPUS instruments for ERBE generators Kabel do narzędzi laparoskopowych STORZ, STRYKER, OLYMPUS, do aparatu ERBE
	Ø 5 mm			
	Ø 4 mm	360-030	Length/Długość 3 m	Laparoscopic monopolar cable STORZ, STRYKER, OLYMPUS for VALLEYLAB (TYCO), CONMED generators Kabel do narzędzi laparoskopowych STORZ, STRYKER, OLYMPUS, do aparatów VALLEYLAB (TYCO), CONMED
	Ø 8 mm	360-050	Length/Długość 5 m	

endoscopic monopolar cables

kable monopolarne do endoskopu

	Ø 3 mm	281-130	Length/Długość 3 m	Endoscopic monopolar cable STORZ, STRYKER, OLYMPUS for EMED, MARTIN, BERCHTOLD generator Kabel do narzędzi endoskopowych, STORZ, STRYKER, OLYMPUS do aparatów EMED, MARTIN, BERCHTOLD
				
	Ø 3 mm	181-030	Length/Długość 3 m	Endoscopic monopolar cable STORZ, STRYKER, OLYMPUS for ERBE generators Kabel do narzędzi endoskopowych STORZ, STRYKER, OLYMPUS do aparatów ERBE
	Ø 5 mm			




161-030 Length/Długość 3 m

Endoscopic monopolar cable STORZ, STRYKER, OLYMPUS for VALLEYLAB (TYCO), CONMED generators

Kabel do narzędzi endoskopowych STORZ, STRYKER, OLYMPUS, do aparatów VALLEYLAB (TYCO), CONMED


monopolar cables for resectoscope

kable monopolarne do resektoskopu




405-145 Length/Długość 4.5 m

Monopolar cable connecting resectoscope with EMED, MARTIN, BERCHTOLD generators
Kabel do resektoskopu, do aparatów EMED, MARTIN, BERCHTOLD



408-145 Length/Długość 4.5 m


Monopolar cable connecting with Storz resectoscope, length 4.5m
For EMED, MARTIN, BERCHTOLD generators
Kabel monopolarny do resektoskopu Storz, długość 4.5m
Do aparatów EMED, MARTIN, BERCHTOLD



106-045 Length/Długość 4.5 m

Monopolar cable connecting resectoscope with ERBE generators
Kabel do resektoskopu, do aparatów ERBE

Ø 5 mm



375-045 Length/Długość 4.5 m


Monopolar cable connecting resectoscope with VALLEYLAB (TYCO), CONMED generators
Kabel do resektoskopu, do aparatów VALLEYLAB (TYCO), CONMED

Ø 8 mm




other bipolar cables

inne kable bipolarne





348-045

Length/Długość 4.5 m Bipolar cable connecting Storz resectoscope with EMED generators
Kabel bipolarny do resektoskopu Storz Do aparatów EMED




354-045

Length/Długość 4.5 m Bipolar cable connecting WOLF resectoscope with EMED generators
Kabel bipolarny do resektoskopu WOLF Do aparatów EMED





352-030
352-050

Length/Długość 3 m Bipolar cable connecting WOLF laparoscopy US plug with EMED generators
Length/Długość 5 m Kabel bipolarny laparoskopowy WOLF, wtyk 2-bolc. 29 mm Do aparatów EMED



349-045

Length/Długość 4.5 m Bipolar cable connecting Olympus resectoscope with EMED generators
Kabel bipolarny do resektoskopu Olympus Do aparatów EMED



359-030
359-050

Length/Długość 3 m Bipolar cable connecting STORZ laparoscopy, US plug with EMED generators
Length/Długość 5 m Kabel bipolarny do laparoskopu STORZ Do aparatów EMED