




October 2017

accessories


for electrosurgery

akcesoria

do elektrochirurgii




sds accessories	o o o o o o o o o o	akcesoria sds
electrode handles	4	uchwyty elektrod
argon electrode handles	5	uchwyty elektrod argonowych
monopolar cables	6	kable monopolarne
bipolar cables	7	kable bipolarne
bipolar instruments	9	narzędzia bipolarne
ThermoStapler® vessel sealing clamps, angled	10	kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte
ThermoStapler® vessel sealing clamps, straight	11	kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste
sds bipolar arthroscopic electrodes	12	bipolarne elektrody artroskopowe sds
monopolar accessories	• o o o o o o o o o o	akcesoria monopolarne
monopolar electrodes	14	elektrody monopolarne
monopolar tungsten electrodes	17	elektrody monopolarne wolframowe
monopolar microdissection electrodes	18	elektrody monopolarne do mikrodysekcji
monopolar long electrodes	19	elektrody monopolarne długie
monopolar electrodes' adaptors	23	adaptery elektrod monopolarnych
extensions for standard electrodes	24	przedłużacze do elektrod standardowych
monopolar laparoscopic electrodes	25	monopolarne elektrody laparoskopowe
electrode handles large	26	uchwyty elektrod szerokie
electrode handles small	27	uchwyty elektrod wąskie
sterile disposable monopolar handles	28	sterylne uchwyty jednorazowe
monopolar forceps	30	szczypce monopolarne
bipolar accessories	o • o o o o o o o o o o	akcesoria bipolarne
bipolar electrodes for laryngology	32	bipolarne elektrody laryngologiczne
bipolar forceps	34	szczypce bipolarne
bipolar scissors	36	nożyczki bipolarne
bipolar cables for scissors	36	kable bipolarne do nożyczek
bipolar instruments laparoscopic	37	bipolarne narzędzia laparoskopowe
bipolar connecting cables	39	kable bipolarne
universal resectoscope	o o • o o o o o o o o o o	resektoskop uniwersalny
universal resectoscope	42	resektoskop uniwersalny
cables for resectoscope	44	kable do resektoskopu
containers for sterilization	45	pojemniki do sterylizacji
arthroscopy	o o o • o o o o o o o o o o	artroskopia
monopolar arthroscopic electrodes	48	monopolarne elektrody artroskopowe
bipolar arthroscopic electrodes	49	bipolarne elektrody artroskopowe
ThermoStapler®		ThermoStapler®
vessel sealing clamps	o o o o • o o o o o o o o o o	kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń
ThermoStapler® vessel sealing clamps, angled	52	kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń zagięte
ThermoStapler® vessel sealing clamps, straight	53	kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń proste
bipolar cable	54	kabel bipolarny
neutral electrodes	o o o o o • o o o o o o o o o o	elektrody neutralne
disposable neutral electrodes	56	elektrody neutralne jednorazowe
reusable neutral electrodes	57	elektrody neutralne wielokrotnego użycia
neutral electrodes cables	59	kable do elektrod neutralnych
monopolar and bipolar cables	o o o o o o • o o o o o o o o o o	kable monopolarne i bipolarne
laparoscopic monopolar cables	62	kable monopolarne do laparoskopu
endoscopic monopolar cables	62	kable monopolarne do endoskopu
monopolar cables for resectoscope	63	kable monopolarne do resektoskopu
other bipolar cables	64	inne kable bipolarne
argon plasma coagulation	o o o o o o o • o o o o o o o o o o	koagulacja argonowa
argon instruments	66	narzędzia argonowe
endoscopy	o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o	endoskopia
papillotomy instruments	70	narzędzia do papilotomii
polypectomy instruments	71	narzędzia do polipektomii
electrosurgical units and other accessories	o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o	aparaty elektrochirurgiczne i inne akcesoria
monopolar and bipolar adaptors	77	adaptery mono i bipolarne
footswitches	78	włączniki nożne
trolleys	80	wózki pod diatermię
other accessories	82	inne akcesoria
EMED diathermies	83	diatermie EMED
aria smoke evacuation system	86	system odsysania dymów operacyjnych aria
WATERFALL endoscopic irrigation pump	87	endoskopowa pompa irygacyjna WATERFALL
SZMM - measuring device for electrosurgical units	88	SZMM - urządzenie pomiarowe do aparatów elektrochirurgicznych
product finder	90	indeks kodów



SDS accessories

akcesoria sds



electrode handles 4
uchwyty elektrod

argon electrode handles 5
uchwyty elektrod argonowych

monopolar cables 6
kable monopolarne

bipolar cables 7
kable bipolarne

bipolar instruments 9
narzędzia bipolarne

ThermoStapler® vessel sealing clamps, angled 10
kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte

ThermoStapler® vessel sealing clamps, straight 11
kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste

sds bipolar arthroscopic electrodes 12
bipolarne elektrody artroskopowe sds



electrode handles

uchwyty elektrod

SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	Ø dia. średnica		
	325-14S	4 m	4 mm	HandyPen electrode, large, 2 switches HandyPen uchwyt elektrody, szeroki, 2 przyciski	
					Ø dia. średnica 
	322-14S	4 m	4 mm	Electrode handle, large, 2 switches Uchwyt elektrody, szeroki, 2 przyciski	
	327-14S	4 m	2.4 mm	Electrode handle, large, 2 switches Uchwyt elektrody, szeroki, 2 przyciski	
					Ø dia. średnica 
	215-23S	3 m	4 mm	Electrode handle, small, 2 switches Uchwyt elektrody, wąski, 2 przyciski	
	215-25S	5 m	4 mm	Electrode handle, small, 2 switches Uchwyt elektrody, wąski, 2 przyciski	
					Ø dia. średnica 
	218-23S	3 m	2.4 mm	Electrode handle, small, 2 switches Uchwyt elektrody, wąski, 2 przyciski	
	218-25S	5 m	2.4 mm	Electrode handle, small, 2 switches Uchwyt elektrody, wąski, 2 przyciski	
					Ø dia. średnica 

argon electrode handles

uchwyty elektrod argonowych

SDS/LuerLock plug wtyk SDS/ LuerLock	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
 Integrated argon socket for atom and endo units Zintegrowane złącze argonowe do aparatów atom i endo	932-14A	3.5 m	Argon electrode handle, large, 2 switches, SDSA plug Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, wtyk SDSA 
	432-46A	3.5 m	Monopolar cable for argon flexible electrode, flat connector, SDSA plug Kabel monopolarny do giętkiej elektrody argonowej, złącze owalne, wtyk SDSA 
	932-14S	3.5 m	Argon electrode handle, large, 2 switches Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski 
	432-46S	3.5 m	Monopolar cable for argon flexible electrode, flat connector Kabel monopolarny do giętkiej elektrody argonowej, złącze owalne 
			




monopolar cables

kable monopolarne

SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla		
	280-03S 280-05S	3 m 5 m	4mm female gniazdo żeńskie 4 mm	Monopolar laparoscopic cable Kabel monopolarny do laparoskopu
	 Ø 4 mm			
	281-03S	3 m	3mm female gniazdo żeńskie 3 mm	Monopolar endoscopic cable Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych
	 Ø 3 mm			
	405-04S	4.5 m	2mm male wtyk męski 2 mm	Monopolar cable for resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu
	 Ø 2 mm 			
	408-14S	4.5 m	angled connector złącze kątowe	Monopolar cable for STORZ resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu STORZ
				
	409-04S	4.5 m	3 mm male wtyk męski 3 mm	Monopolar cable for OLYMPUS resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu OLYMPUS
	 			

bipolar cables

kable bipolarne

SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
	351-03S 351-05S	3 m 5 m	Bipolar cable, straight connector Kabel bipolarny, złącze proste
	 		
	351-13S 351-15S	3 m 5 m	Bipolar cable, angled connector Kabel bipolarny, złącze kątowe
	 		
	401-03S 401-05S	3 m 5 m	Bipolar cable 2x2.6mm, for ThermoStapler® clamps Kabel bipolarny 2x2,6mm, do klemów ThermoStapler®
			
	348-04S	4.5 m	Bipolar cable for STORZ resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu STORZ
			
	354-04S	4.5 m	Bipolar cable for resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu
	 		



bipolar cables

kable bipolarne

	SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
		349-04S	4.5 m	Bipolar cable for OLYMPUS resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu OLYMPUS
				
		359-03S 359-05S	3 m 5 m	Bipolar cable for STORZ laparoscopy Kabel bipolarny laparoskopowy do narzędzi STORZ
				
		352-03S	3 m	Bipolar cable for WOLF laparoscopy Kabel bipolarny laparoskopowy do narzędzi WOLF
				
		358-03S	3 m	Bipolar cable for BiTech scissors Kabel bipolarny do nożyczek BiTech
				



bipolar instruments

narzędzia bipolarne

SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
	824-135	3 m	Handle for bipolar laparoscopic instrument, reusable Uchwyt do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, wielorazowy
			
instrument with fixed cable instrument z nierozłącznym kablem			
	281-60S		SDS adaptor for bipolar endoscopic hemostasis probe Adapter SDS do bipolarnej sondy hemostatycznej only for endo units tylko do aparatów endo

ThermoStapler® vessel sealing clamps, angled, SDS

kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, SDS

SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	length długość	max. 134°C STERILIZATION
	801-16S	16 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, angled, smooth, with cable 3 m ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, gładkie, z kablem 3 m 
	801-18S	18 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, angled, smooth, with cable 3 m ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, gładkie, z kablem 3 m
	801-23S	23 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, angled, smooth, with cable 3 m ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, gładkie, z kablem 3 m
	801-28S	28 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, angled, smooth, with cable 3 m ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte, gładkie, z kablem 3 m
			 instruments with fixed cable instrumenty z nierozłącznym kablem


ThermoStapler® vessel sealing clamps, straight, SDS

kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste, SDS


SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	length długość	
----------------------	-----------------	-------------------	---

SDS bipolar arthroscopic electrodes

bipolarne elektrody artroskopowe SDS


SDS plug wtyk SDS	Bipolar electrode Elektroda bipolarna	Ref. No. Kod		cable length dł. kabla	
		58S-010 58S-030	115 mm 170 mm	3 m	Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 1.5 mm Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90°, 0,6 x 1,5 mm
		58S-020 58S-060	115 mm 170 mm	3 m	Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 4 mm Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4 mm
		58S-040	115 mm	3 m	Bipolar button electrode, angled 90°, 1.5 x 4 mm Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5 x 4 mm
		58S-090 58S-011	115 mm 170 mm	3 m	Bipolar loop electrode "Cobra", 3 mm Elektroda bipolarna, pętla "Cobra", 3 mm
		58S-110 58S-140	115 mm 170 mm	3 m	Bipolar vaporization electrode, Phazer, convex, angled 70°, ball 2.4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji - Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm
		58S-160 58S-170	115 mm 170 mm	3 m	Bipolar vaporization electrode, VAP, 3 mm x 4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji, VAP, 3 mm x 4 mm
		58S-070	115 mm	3 m	Bipolar ball electrode, 2.4 mm Elektroda bipolarna, kulka, 2,4 mm
		58S-920	170 mm	3 m	Bipolar vaporization electrode, round, VAP Elektroda bipolarna do waporyzacji, okrągła, VAP

instruments with fixed cable
instrumenty
z nierozłącznym kablem



monopolar accessories



akcesoria monopolarne





monopolar electrodes elektrody monopolarne	14
monopolar tungsten electrodes elektrody monopolarne wolframowe	17
monopolar microdissection electrodes elektrody monopolarne do mikrodysekcji	18
monopolar long electrodes elektrody monopolarne długie	19
monopolar electrodes' adaptors adaptery elektrod monopolarnych	23
extensions for standard electrodes przedłużacze do elektrod standardowych	24
monopolar laparoscopic electrodes monopolarne elektrody laparoskopowe	25
electrode handles uchwyty elektrod	26
electrode handles small uchwyty elektrod wąskie	27
sterile disposable handles sterylne uchwyty jednorazowe	28
monopolar forceps szczypce monopolarne	30

monopolar electrodes



elektrody monopolarne

	 Ø 4 mm	 Ø 2.4 mm	
 25mm 3.5mm	520-100		Lancet electrode straight, oval shape, 25 x 3.5 mm Elektroda lancet prosty, owalny, 25 x 3,5 mm
 19mm 1.8mm	520-200		Lancet electrode angled, rhombic, 19 x 1.8 mm Elektroda lancet kątowy, romboidalny, 19 x 1,8 mm
 25mm 1.8mm	520-400		Lancet electrode, thin, 25 x 1.8 mm Elektroda lancet prosty, wąski, 25 x 1,8 mm
 25mm 3.5mm	520-500	530-100	Knife electrode straight, 25 x 3.5 mm Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5 mm
 24mm 2mm	520-600	530-000	Spatula electrode, oval shape, straight, 2 x 24 mm Elektroda szpatuła owalna, prosta, 2 x 24 mm
 24mm 3mm	520-650		Spatula electrode, oval shape, angled, 3 x 24 mm Elektroda szpatuła owalna, kąтова, 3 x 24 mm
 25mm	520-700		Knife electrode straight, 25 mm Elektroda nóż prosty, 25 mm
 20mm	520-800		Lancet electrode, angular, 20 mm Elektroda lancet kątowy, 20 mm
 20mm	520-900		Lancet electrode straight, 20 mm Elektroda lancet prosty, 20 mm

			
	521-010	530-310	Needle electrode, straight, Ø 0.5 mm Elektroda igła prosta, Ø 0.5 mm
	521-020	530-320	Needle electrode, straight, Ø 0.7 mm Elektroda igła prosta, Ø 0.7 mm
	521-410	530-510	Ball electrode straight, Ø 2 mm Elektroda kulka prosta, Ø 2 mm
	521-420	530-520	Ball electrode straight, Ø 4 mm Elektroda kulka prosta, Ø 4 mm
	521-430	530-530	Ball electrode straight, Ø 6 mm Elektroda kulka prosta, Ø 6 mm
	521-480	530-580	Ball electrode, angled, Ø 2 mm Elektroda kulka kątowna, Ø 2 mm
	521-490	530-590	Ball electrode, angled, Ø 4 mm Elektroda kulka kątowna, Ø 4 mm
	521-210	530-610	Wire loop electrode, Ø 5 mm Elektroda pętla druciana, Ø 5 mm
	521-220	530-620	Wire loop electrode, Ø 10 mm Elektroda pętla druciana, Ø 10 mm
	521-230	530-630	Wire loop electrode, Ø 14 mm Elektroda pętla druciana, Ø 14 mm



monopolar electrodes

elektrody monopolarne

	 Ø 4 mm	 Ø 2.4 mm	
	521-350	530-720	Ribbon loop electrode, 12 mm Elektroda pętla taśmowa, 12 mm
	521-380		Ribbon loop electrode, 16 mm Elektroda pętla taśmowa, 16 mm
	521-110		Needle electrode, short, 0.5 x 14 mm Elektroda igła prosta, krótka, 0,5 x 14 mm
	521-120		Needle electrode, short, 0.7 x 14 mm Elektroda igła prosta, krótka, 0,7 x 14 mm
	521-600		Needle electrode, straight, 0.8 x 29 mm Elektroda igła prosta, 0,8 x 29 mm
	522-700		Spatula electrode, straight, 3 x 24 mm Elektroda szpatuła prosta, 3 x 24 mm
	523-210		Spatula electrode, straight, 2 x 16 mm, L: 40 mm Elektroda szpatuła prosta, 2 x 16 mm, dł. 40 mm
	523-200		Spatula electrode, straight, 2 x 16 mm, L: 80 mm Elektroda szpatuła prosta, 2 x 16 mm, dł. 80 mm

monopolar tungsten electrodes

elektrody monopolarne wolframowe

	 Ø 4 mm	 Ø 2.4 mm	
	522-300	532-300	Tungsten needle electrode, straight, insulated, 0.5 x 20 mm Elektroda igła wolframowa prosta, izolowana, 0,5 x 20 mm
	522-400	532-400	Tungsten needle electrode, angled, insulated, 0.5 x 20 mm Igła wolframowa izolowana 0.5 x 20 mm, kąтова
	522-500		Tungsten needle electrode, straight, insulated, 0.5 x 40 mm Elektroda igła wolframowa prosta, izolowana, 0,5 x 40 mm
	522-600		Tungsten needle electrode, angled, insulated, 0.5 x 40 mm Elektroda igła wolframowa kąтова, izolowana, 0,5 x 40 mm
	521-180		Tungsten needle electrode with ceramic insulation, 0.5 x 5 mm Elektroda igła wolframowa z izolacją ceramiczną, 0,5 x 5 mm
	528-770		Tungsten needle electrode, angled, with ceramic insulation, 0.5 x 5 mm Elektroda igła wolframowa, kąтова, z izolacją ceramiczną, 0,5 x 5 mm
	528-780		Tungsten needle electrode, straight, with ceramic insulation, 0.5 x 4 mm Elektroda igła wolframowa, prosta, z izolacją ceramiczną, 0,5 x 4 mm




monopolar microdissection electrodes

elektrody monopolarne do mikrodysekcji

	 Ø 4 mm	length długość	
 length / długość 0.25mm 4mm	528-650	45 mm	Microdissection needle electrode, tungsten, flexible, 0.25 mm x 4 mm Elektroda igła do mikrodysekcji, wolfram, giętka, 0.25 mm x 4 mm
 4mm 0.25mm	528-660	45 mm	Microdissection needle electrode, tungsten, angled 45°, flexible, 0.25 mm x 4 mm Elektroda igła do mikrodysekcji, kątowa 45°, giętka, wolfram, 0.25 mm x 4 mm
 0.25mm 4mm	529-000	20 mm	Microdissection needle electrode, tungsten, flexible, 0.25 mm x 4 mm Elektroda igła do mikrodysekcji, wolfram, giętka, 0.25 mm x 4 mm
 4mm 0.25mm	529-050	20 mm	Microdissection needle electrode, tungsten, angled 45°, flexible, 0.25 mm x 4 mm Elektroda igła do mikrodysekcji, kątowa 45°, giętka, wolfram, 0.25 mm x 4 mm







monopolar long electrodes







elektrody monopolarne długie




	 Ø 4 mm	 Ø 2.4 mm	length długość	
 Ø dia. średnica	523-910		100 mm	Wire loop electrode, Ø 5 mm Elektroda pętla, Ø 5 mm
	523-920		100 mm	Wire loop electrode, Ø 10 mm Elektroda pętla, Ø 10 mm
 Ø dia. średnica	524-010	534-410	100 mm	Ball electrode straight, Ø 2 mm Elektroda kulka prosta, Ø 2 mm
	524-020	534-420	100 mm	Ball electrode straight, Ø 4 mm Elektroda kulka prosta, Ø 4 mm
	524-030		100 mm	Ball electrode straight, Ø 6 mm Elektroda kulka prosta, Ø 6 mm
 Ø dia. średnica	524-050	534-450	100 mm	Ball electrode, angled, Ø 4 mm Elektroda kulka kątowa, Ø 4 mm
	524-070	534-430	100 mm	Ball electrode, angled, Ø 6 mm Elektroda kulka kątowa, Ø 6 mm

monopolar long electrodes

elektrody monopolarne długie

	 Ø 4 mm	 Ø 2.4 mm	length długość	
 12mm 0.8mm	524-130	534-210	100 mm	Needle electrode straight, 0,8 x 12 mm Elektroda igła prosta, 0,8 x 12 mm
 12mm 0.8mm	524-160		100 mm	Needle electrode, angled, 0.8 x 12 mm Elektroda igła kątowa, 0,8 x 12 mm
 10mm 2.4mm	524-200		100 mm	Knife electrode, straight, 2,4 x 10 mm Elektroda nóż prosty, 2,4 x 10 mm
 10mm 2.4mm	524-300	534-050	100 mm	Knife electrode, angled, 2,4 x 10 mm Elektroda nóż kątowy 2,4 x 10 mm
 20mm 1mm	524-400		100 mm	Lancet electrode, straight, rhombic, 1 x 20 mm Elektroda lancet prosty, romboidalny, 1 x 20 mm
 25mm	524-260	534-100	100 mm	Knife electrode, straight, 25 mm Elektroda nóż prosty, 25 mm
 10mm 10mm	524-600	534-460	120 mm	Loop electrode, 10 x 10 mm Elektroda pętla, 10 x 10 mm

	 Ø 4 mm	 Ø 2.4 mm	length długość	
 15mm 20mm	525-000	535-000	120 mm	Loop electrode, 15 x 20 mm Elektroda pętla, 15 x 20 mm
 20mm 20mm	525-100	535-100	120 mm	Loop electrode, 20 x 20 mm Elektroda pętla, 20 x 20 mm
 25mm 20mm	525-200	535-200	120 mm	Loop electrode, 25 x 20 mm Elektroda pętla, 25 x 20 mm
 25mm 10mm	526-400	536-400	115 mm	Triangle loop electrode, 10 x 25 mm Elektroda żagielek, 10 x 25 mm
 25mm 15mm	526-200	536-200	115mm	Triangle loop electrode, 15 x 25 mm Elektroda żagielek, 15 x 25 mm
 25mm 20mm	526-300	536-300	115 mm	Triangle loop electrode, 20 x 25 mm Elektroda żagielek, 20 x 25 mm

	 Ø 4 mm	 Ø 2.4 mm	length długość	
 10mm	525-800	535-800	120 mm	Loop electrode, 10 mm Elektroda pętla, 10 mm
	525-900	535-900	120 mm	Loop electrode, 15 mm Elektroda pętla, 15 mm
	526-000	536-000	120 mm	Loop electrode, 20 mm Elektroda pętla, 20 mm
	526-100	536-100	120 mm	Loop electrode, 25 mm Elektroda pętla, 25 mm
 1.8mm 1mm	527-000		100 mm	Needle electrode, angled, insulated pin, 1.8 x 1 mm Elektroda igła zagięta, z izolowanym trzpieniem, 1,8 x 1 mm
 2mm	527-100		100 mm	Ball electrode, angled, insulated pin, 2 mm Elektroda kulka zagięta, z izolowanym trzpieniem, 2 mm

monopolar electrodes' adaptors

adaptery elektrod monopolarnych

	Ref. No. Kod	Ø dia. średnica	
 I Ø 2.4mm	529-350	Ø 2.4 mm	Adaptor for 2.4 mm electrodes to handle 4 mm Adapter elektrod 2,4 mm do uchwytu 4 mm
 I Ø 1.6mm	529-360	Ø 1.6 mm	Adaptor for 1.6 mm electrodes to handle 4 mm Adapter elektrod 1,6 mm do uchwytu 4 mm

extensions for standard electrodes

przedłużacze do elektrod standardowych

	 Ø 4 mm	length długość	
	527-550	150 mm	Extension for electrodes 4 mm
	527-500	100 mm	Przedłużacz do elektrod standardowych 4 mm
	 Ø 2.4 mm		
	533-900	100 mm	Extension for electrodes 2.4 mm
	533-950	150 mm	Przedłużacz do elektrod standardowych 2,4 mm

The extended insulated tang is enabling safe reaching to deeper tissue structures.

Wydłużony izolowany trzpień umożliwia użytkownikowi bezpieczne dotarcie do głębiej położonych struktur.

monopolar laparoscopic electrodes

monopolarne elektrody laparoskopowe

	 Ø 4 mm	length długość	Ø dia. średnica	
	700-003	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, spatula Elektroda laparoskopowa, szpatuła
	710-003	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, spatula, with suction tube Elektroda laparoskopowa, szpatuła, z kanałem ssącym
	700-004	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, wide hook Elektroda laparoskopowa, hak szeroki
	710-004	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, wide hook, with suction tube Elektroda laparoskopowa, hak szeroki, z kanałem ssącym
	700-005	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, thin hook Elektroda laparoskopowa, hak wąski
	710-005	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, wide hook, with suction tube Elektroda laparoskopowa, hak wąski, z kanałem ssącym
	700-006	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, needle Elektroda laparoskopowa, igła
	710-006	360 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, needle, with suction tube Elektroda laparoskopowa, igła, z kanałem ssącym
	700-001	340 mm	5 mm	Laparoscopic electrode, ball Elektroda laparoskopowa, kulka

connection: monopolar laparoscopic cables, pages:

połączenie: kable monopolarne laparoskopowe, strony: 6, 62 

electrode handles large

uchwyty elektrod szerokie

Electrode handle large, 2 switches Uchwyt elektrody szeroki, 2 przyciski	Ref. No. Kod	Ø dia. średnica	cable length dł. kabla	plug wtyk
Ø dia. średnica 	325-145	Ø 4 mm	4 m	3-pin plug wtyk 3-pin
				
Ø dia. średnica 	322-145	Ø 4 mm	4 m	3-pin plug wtyk 3-pin
	327-145	Ø 2.4 mm		
				
	110-145	Ø 4 mm	4 m	ERBE plug wtyk ERBE
	111-145	Ø 2.4 mm		
	 Ø 5 mm			
	227-145	Ø 4 mm	4 m	MARTIN plug wtyk MARTIN
	228-145	Ø 2.4 mm		
	 			



electrode handles small

uchwyty elektrod wąskie

Electrode handle small, 2 switches Uchwyt elektrody wąski, 2 przyciski		Ref. No. Kod	Ø dia. średnica	cable length dł. kabla	plug wtyk
Ø 4mm 		215-230	Ø 4 mm	3 m	3-pin plug wtyk 3-pin
		215-250	Ø 4 mm	5 m	
					
Electrode handle small, no switches Uchwyt elektrody wąski, bez przycisków		Ref. No. Kod	Ø dia. średnica	cable length dł. kabla	plug wtyk
Ø 2.4 mm 		218-230	Ø 2.4 mm	3 m	3-pin plug wtyk 3-pin
		218-250	Ø 2.4 mm	5 m	
					
Electrode handle small, no switches Uchwyt elektrody wąski, bez przycisków		Ref. No. Kod	Ø dia. średnica	cable length dł. kabla	plug wtyk
Ø 4mm 		323-130	4 mm	3 m	3-pin plug wtyk 3-pin
					

sterile disposable handles & electrodes

sterylne uchwyty i elektrody jednorazowe

3-pin plug wtyk 3-pin	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	box opakowanie	
	847-030	3 m	10 pcs. 10 szt.	Disposable handle with knife electrode, 2 switches, sterile Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, sterylne
				
	847-031	3 m	10 pcs. 10 szt.	Disposable handle with needle electrode, 2 switches, sterile Uchwyt jednorazowy z elektrodą, igła, 2 przyciski, sterylne
				
	847-033	3 m	10 pcs. 10 szt.	Disposable handle with knife electrode, 2 switches, sterile, ERBE plug Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, sterylne, wtyk ERBE
				
	847-032	3 m	10 pcs. 10 szt.	Disposable handle with knife electrode, holster and tip cleaner, sterile Jednorazowy uchwyt w zestawie z nożem, pojemnikiem i czyścikiem, sterylne
				
Disposable electrode, ball 4 mm, for 2.4 mm handle, 10 pcs. Elektroda jednorazowa, kulka 4 mm, do uchwyty 2,4 mm, op. 10 szt.		840-440		
		840-441	 non-stick	
Disposable electrode, knife 4 mm, for 2.4 mm handle, 10 pcs. Elektroda jednorazowa, nóż 4 mm, do uchwyty 2,4 mm, op. 10 szt.		840-450		
		840-451	 non-stick	
Disposable electrode, needle 4 mm, for 2.4 mm handle, 10 pcs. Elektroda jednorazowa, igła 4 mm, do uchwyty 2,4 mm, op. 10 szt.		840-460		
		840-461	 non-stick	

SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	box opakowanie	
	847-S30	3 m	10 pcs. 10 szt.	Disposable handle with knife electrode, 2 switches, sterile Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, sterylne
	 			
	847-S31	3 m	10 pcs. 10 szt.	Disposable handle with needle electrode, 2 switches, sterile Uchwyt jednorazowy z elektrodą, igła, 2 przyciski, sterylne
 				

monopolar forceps


szczypce monopolarne

	Ref. No. Kod	Ø dia. średnica	length długość	
non-stick	610-016	2 mm	190 mm	Monopolar forceps, bayonet Szczypce monopolarne, bagnetowe



non-stick	610-017	2 mm	185 mm	Monopolar forceps, straight Szczypce monopolarne, proste
	610-018	1 mm	185 mm	
	610-019	2 mm	210 mm	
	610-021	2 mm	225 mm	
	610-025	2 mm	270 mm	





bipolar accessories


akcesoria bipolarne


bipolar electrodes for laryngology bipolarne elektrody laryngologiczne	32
bipolar forceps szczypce bipolarne	34
bipolar scissors nożyczki bipolarne	36
bipolar cables for scissors kable bipolarne do nożyczek	36
bipolar laparoscopic instruments bipolarne narzędzia laparoskopowe	37
bipolar connecting cables kable bipolarne	39



bipolar electrodes for laryngology

bipolarne elektrody laryngologiczne

	Ref. No. Kod	length długość	max. 134°C STERILIZATION
	620-010	130 mm	Bipolar contact electrode, straight, tip angled 45° Elektroda bipolarna kontaktowa, prosta, końcówka zagięta 45°
 			
	620-020	130 mm	Bipolar contact electrode, angled, tip straight Elektroda bipolarna kontaktowa, zagięta, końcówka prosta
 			
	620-030	100 mm	Bipolar contact electrode, angled, tip angled 45° Elektroda bipolarna kontaktowa, zagięta, końcówka zagięta 45°
 			

	Ref. No. Kod	length długość		
	620-031	120 mm	Bipolar contact electrode, angled, sharp tip 15mm, angled 45° Elektroda bipolarna kontaktowa, zagięta, końcówka ostra 15mm, zagięta 45°	 
	620-040	330 mm	Bipolar contact electrode, angled, tip angled 45° Elektroda bipolarna kontaktowa, zagięta, końcówka zagięta 45°	 
	620-050	115 mm	Bipolar contact electrode, angled 45°, tip angled 45° Elektroda bipolarna kontaktowa, zagięta 45°, końcówka zagięta 45°	 
	620-060	90 mm	Bipolar contact electrode, angled 90°, tip angled 45° Elektroda bipolarna kontaktowa, zagięta 90°, końcówka zagięta 45°	 

bipolar forceps

szczypce bipolarne

	Ref. No. Kod	length długość	TIP bransza	max. 134°C STERILIZATION
non-stick	605-020 605-022 605-016 605-019	110 mm	0,5 mm 2 mm 1 mm needle / igła	Bipolar forceps, straight Szczypce bipolarne, proste



non-stick	605-021 605-023	110 mm	0,5 mm needle / igła	Bipolar forceps, angled Szczypce bipolarne, kątowe
-----------	--------------------	--------	-------------------------	---



non-stick	605-024 605-007 605-001 605-058 605-014 605-013 605-036	220 mm 195 mm 195 mm 195 mm 160 mm 160 mm 160 mm	1 mm 2 mm 1 mm 2 mm / profile 1 mm 0,5 mm needle / igła	Bipolar forceps, angled Szczypce bipolarne, kątowe
-----------	---	--	---	---



connection: bipolar cables, pages:

połączenie: kable bipolarne, strony: 7, 39-40 —

	Ref. No. Kod	length długość	TIP bransza	
non-stick	605-070	300 mm	2 mm	Bipolar forceps, straight Szczypce bipolarne, proste
	605-030	220 mm	2 mm	
	605-041	220 mm	1 mm	
	605-029	195 mm	2 mm	
	605-040	195 mm	1 mm	
	605-057	195 mm	2 mm/profile	
	605-027	160 mm	2 mm	
	605-039	160 mm	1 mm	
	605-011	160 mm	needle/igła	



non-stick	605-065	195 mm	1 mm	Bipolar forceps, bayonet, angled Szczypce bipolarne, bagnetowe, kątowe
-----------	---------	--------	------	---



non-stick	605-063	220 mm	1 mm	Bipolar forceps bayonet, angled up Szczypce bipolarne bagnetowe, kątowe góra
	605-026	195 mm	1 mm	




non-stick	605-031	220 mm	0,5 mm	Bipolar forceps, bayonet Szczypce bipolarne, bagnetowe
	605-045	220 mm	needle/igła	
	605-034	195 mm	2 mm	
	605-002	195 mm	1 mm	
	605-008	195 mm	needle/igła	
	605-059	195 mm	2 mm/profile	
	605-018	160 mm	1 mm	
	605-017	160 mm	0,5 mm	
	605-033	160 mm	needle/igła	



bipolar scissors

nożyczki bipolarne

Ref. No. Kod	length długość		max. 134°C STERILIZATION
857-18110	18 cm	BiTech bipolar scissors, angled Nożyczki bipolarne BiTech, zagięte	
857-21110	21 cm		
857-23110	23 cm		
857-28110	28 cm		



Bipolar scissors are intended for mechanical cutting with simultaneous bipolar coagulation. Do not use bipolar scissors in bipolar cutting mode.

Narzędzie służy do mechanicznego cięcia z jednoczesną koagulacją bipolarną. Nożyczek nie należy używać w trybie cięcia bipolarnego.

bipolar cables for scissors

kable bipolarne do nożyczek

	Ref. No. Kod	length długość		max. 134°C STERILIZATION
2-pin 29mm plug wtyk 2-pin 29mm	358-030 358-050	3 m 5 m	Bipolar cable for BiTech scissors Kabel bipolarny do nożyczek BiTech	



bipolar laparoscopic instruments


bipolarne narzędzia laparoskopowe


	Ref. No. Kod	length długość	
	824-101		Handle, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Uchwyt, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
 instrument with fixed cable instrument z nierozłącznym kablem	824-135		Handle for bipolar laparoscopic instrument, reusable, SDS plug, 3 m cable Uchwyt do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, wielorazowy, wtyk SDS, kabel 3 m
 Ø 5mm I	824-134	340 mm	Outer shaft, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Rurka zewnętrzna, wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
 Ø 5mm I	824-110	100 mm	
 ThermoStapler®	824-519	100 mm	Insert: dissector Maryland, for bipolar laparoscopic instrument Wkład dissektor Maryland, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
	824-019	340 mm	



	Ref. No. Kod	length długość	
ThermoStapler® 	824-501	100 mm	Insert: grasping forceps, fenestrated, for bipolar laparoscopic instrument Wkład grasper okienkowy, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
	824-010	340 mm	Insert: grasping forceps, fenestrated, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Wkład grasper okienkowy, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
ThermoStapler® 	824-030	340 mm	Insert: grasping forceps, toothed, large, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Wkład grasper ząbkowany, pełny, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
ThermoStapler® 	824-031	340 mm	Insert: dissector Maryland, wide, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Wkład dissektor Maryland, szeroki, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
	824-011	340 mm	Insert: forceps, delicate curved, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Wkład szczypce lekko zakrzywione, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
	824-014	340 mm	Insert: micro-grasper, fenestrated, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Wkład mikro-grasper, okienkowy, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
	824-015	340 mm	Insert: grasping forceps, fenestrated, curved, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Wkład grasper bipolarny, okienkowy, zakrzywiony, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego
	824-018	340 mm	Insert: scissors, curved, reusable, for bipolar laparoscopic instrument Wkład nożyczki bipolarne, zakrzywione, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego

bipolar connecting cables

kable bipolarne

Straight plug, from instrument side Wtyk prosty kabla od strony instrumentu 	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	plug wtyk	
	351-031	3 m	2-pin 29mm plug wtyk 2-pin 29mm	Bipolar cable Kabel bipolarny
	351-051	5 m		
				
	101-001	3 m	ERBE plug wtyk ERBE	Bipolar cable Kabel bipolarny
	101-000	4 m		
				
	287-030	3 m	BERCHTOLD, MARTIN plug wtyk BERCHTOLD, MARTIN	Bipolar cable Kabel bipolarny
	287-050	5 m		
				

Angled plug, from instrument side Wtyk kątowy kabla od strony instrumentu	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	plug wtyk	max. 134°C STERILIZATION
12 mm 8 mm 4 mm 7 mm  	351-131	3 m	2-pin 29 mm plug wtyk 2-pin 29 mm	Bipolar cable Kabel bipolarny
	351-151	5 m		
				
	101-101	3 m	ERBE plug wtyk ERBE	Bipolar cable Kabel bipolarny
	101-100	4 m		
				
	287-130	3 m	BERCHTOLD, MARTIN plug wtyk BERCHTOLD, MARTIN	Bipolar cable Kabel bipolarny
	287-150	5 m		
				
	Angled plug, from instrument side, US type Wtyk kątowy kabla od strony instrumentu, do instrumentów US standard	351-045	4.5 m	2-pin 29 mm plug wtyk 2-pin 29 mm
16 mm 13 mm  				



universal resectoscope


resektoskop uniwersalny



universal resectoscope resektoskop uniwersalny	42
cables for resectoscope kable do resektoskopu	44
containers for sterilization pojemniki do sterylizacji	45

universal resectoscope

resektoskop uniwersalny




	Ref. No. Kod	
	630-235-10B	Active working element, monopolar/bipolar, for 4 mm telescopes Aktywny element roboczy, monopolarny/bipolarny, do optyki 4 mm
	630-235-60B	Passive working element, monopolar/bipolar, for 4 mm telescopes Pasywny element roboczy, monopolarny/bipolarny, do optyki 4 mm
	630-210-26	Continuous flow sheath 24/26Fr., perforated, turnable, 2 stopcocks Płaszcz perforowany 24/26Fr., ciągły przepływ, 2 zaworki, obrotowy
	630-215-24	Obturator standard for resectoscope 24/26Fr. Obturator standardowy do resektoskopu 24/26Fr.


	Ref. No. Kod	
	630-240-00BPI	Loop electrode wide PI-CUT, angled; 24/26Fr., 30° telescopes Elektroda półpętla szeroka PI-CUT, zagięta 24/26Fr., do optyki 30°
	630-240-00B	Loop electrode angled; 24/26Fr., 30° telescopes Elektroda półpętla zagięta 24/26Fr., do optyki 30°
	630-240-15B	Ball electrode 3 mm angled; 24/26Fr., 30° telescopes Elektroda kulka 3 mm zagięta 24/26Fr., do optyki 30°
	630-240-20B	Ball electrode 5mm angled; 24/26Fr., 30° telescopes Elektroda kulka 5mm zagięta 24/26Fr., do optyki 30°
	601-104-39	Telescope autoclavable, dia. 4 mm, L: 300 mm, 30° Optyka do resektoskopu, autoklawowalna, śr. 4mm, dł. 300 mm, 30°

SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
	354-04S	4.5 m	Bipolar cable for resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu
			
	405-04S	4.5 m	Monopolar cable for resectoscope, 2 mm male plug Kabel monopolarny do resektoskopu, wtyk męski 2 mm
			
2-pin 29 mm plug wtyk 2-pin 29 mm	354-04S	4.5 m	Bipolar cable for resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu
			
3-pin plug wtyk 3-pin	405-14S	4.5 m	Monopolar cable for resectoscope, 2 mm male plug Kabel monopolarny do resektoskopu, wtyk męski 2 mm
			

containers for sterilization

pojemniki do sterylizacji

	Ref. No. Kod	dimensions wymiały	
	260-600-04Y	460x80x55 mm	Optic wire basket with fixation for 1 optic Koszyk druciany do sterylizacji 1 optyki
	260-191-07Y	540x250x70 mm	Wire basket for 1/1 container Koszyk druciany do pojemnika 1/1
	260-100-01Y	595x275 mm	1/1 lid; perforated; aluminium silver 1/1 pokrywka pojemnika, perforowana, srebrne aluminium
	260-105-15Y	595x275x150 mm	1/1 bottom; non perforated; aluminium 1/1 część dolna pojemnika, bez perforacji, aluminium
	260-852-30Y	520x230 mm	Silicone mat, green Mata silikonowa, zielona



arthroscopy

artroskopia



monopolar arthroscopic electrodes
monopolarne elektrody artroskopowe


48

bipolar arthroscopic electrodes
bipolarne elektrody artroskopowe

49

monopolar arthroscopic electrodes

monopolarne elektrody artroskopowe


		 Ø 4 mm	length długość	
	 1.5mm 0.6mm	580-210	115 mm	Needle electrode, angled 90°, 0.6 x 1.5 mm Elektroda igła kątowna 90°, 0,6 x 1,5 mm
	 4mm 0.6mm	580-220	115 mm	Needle electrode, angled 90°, 0.6 x 4 mm Elektroda igła kątowna 90°, 0,6 x 4 mm
	 3mm 0.4mm	580-240	115 mm	Knife electrode, angled 45°, 0.4 x 3 mm Elektroda nóż kątowny 45°, 0,4 x 3 mm
	 3mm 1.5mm	580-250	115 mm	Keying electrode, angled 90°, 1.5 x 3 mm Elektroda klawiszowa kątowna 90°, 1,5 x 3 mm
	 2.4mm	580-280	115 mm	Round electrode, hollow, 2.4 mm Elektroda okrągła, wklęsła, 2,4 mm
	 2.4mm	580-290	115 mm	Round electrode, flat, 2.4 mm Elektroda okrągła, płaska, 2,4 mm
	 2.4mm	580-260	115 mm	Round electrode, brush, 2.4 mm Elektroda okrągła, szczoteczka, 2,4 mm
	 Ø 3mm	580-270	115 mm	Ball electrode straight, 3 mm Elektroda kulka prosta, 3 mm

connection: monopolar handles, pages:


połączenie: uchwyty monopolarne, strony: 4, 26-27 

bipolar arthroscopic electrodes

bipolarne elektrody artroskopowe

		Ref. No. Kod	length długość	
		587-010 587-030	115 mm 170 mm	Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 1.5 mm Elektroda bipolarna, igła, zagięta 90°, 0,6 x 1,5 mm
		587-020 587-060	115 mm 170 mm	Bipolar needle electrode, angled 90°, 0.6 x 4 mm Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6 x 4 mm
		587-040	115 mm	Bipolar button electrode, angled 90°, 1.5 x 4 mm Elektroda bipolarna, klawiszowa, zagięta 90°, 1,5 x 4 mm
		587-090 587-011	115 mm 170 mm	Bipolar loop electrode „Cobra”, 3 mm Elektroda bipolarna, pętla „Cobra”, 3 mm
		587-110 587-140	115 mm 170 mm	Bipolar vaporization electrode, Phazer, convex, angled 70°, ball 2.4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji - Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm
		587-160 587-170	115 mm 170 mm	Bipolar vaporization electrode, VAP, 3 mm x 4 mm Elektroda bipolarna do waporyzacji , VAP, 3 mm x 4 mm
		587-070	115 mm	Bipolar ball electrode, 2.4mm Elektroda bipolarna kulka, 2,4 mm
		587-920	170 mm	Bipolar vaporization electrode, round, VAP Elektroda bipolarna do waporyzacji , okrągła , VAP





ThermoStapler®

vessel sealing clamps

kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń

ThermoStapler® vessel sealing clamps

52

ThermoStapler® kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń

ThermoStapler® – bipolar cables

54

ThermoStapler® – kable bipolarne

ThermoStapler® vessel sealing clamps, angled

kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zagięte



	Ref. No. Kod	length długość	
	801-116	16 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, angled, smooth ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, gładkie
	801-118	18 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, angled, smooth ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, gładkie
	801-123	23 cm	
	801-128	28 cm	

ThermoStapler® vessel sealing clamps, straight


kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste




	Ref. No. Kod	length długość	max. 134°C STERILIZATION
	801-216	16 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, straight, smooth ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste, gładkie
	801-218	18 cm	ThermoStapler® - bipolar vessel sealing clamps, straight, smooth ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, proste, gładkie
	801-223	23 cm	
	801-228	28 cm	

bipolar cable



kabel bipolarny

2-pin 29 mm plug wtyk 2-pin 29 mm	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	max 134°C STERILIZATION
	401-030	3 m	Bipolar cable 2x2.6 mm, for ThermoStapler® clamps
	401-050	5 m	Kabel bipolarny 2x2,6 mm, do kleszczyków ThermoStapler®
			



neutral electrodes

elektrody neutralne



disposable neutral electrodes
elektrody neutralne jednorazowe

56

reusable neutral electrodes
elektrody neutralne wielorazowe



57


neutral electrodes cables
kable do elektrod neutralnych

59

disposable neutral electrodes

elektrody neutralne jednorazowe

	Ref. No. Kod	dimensions wymiały	box opakowanie	
	812-80H	176x122 mm	10x5 pcs. 10x5 szt.	Disposable neutral electrode with safety ring EMED SAFE, hydrogel, split, for adults and children, 110cm ² , total surface 170cm ² Elektroda neutralna jednorazowa z pasem bezpieczeństwa EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 110 cm ² , powierzchnia całkowita 170 cm ²
	812-83H	181x76 mm	10x5 pcs. 10x5 szt.	Disposable neutral electrode EMED SAFE, hydrogel, split, for infants, 37 cm ² Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla noworodków, 37 cm ²



EMED SAFE ring around the electrode dissipates the HF-current over the entire surface of the neutral electrode. It means that the HF-current dispersion is the same regardless of the direction of the electrode.

Pas EMED SAFE rozprowadza prąd wysokiej częstotliwości równomiernie na całej powierzchni elektrody neutralnej. Oznacza to, iż niezależnie od kierunku aplikacji elektrody EMED SAFE, jakość odprowadzania prądu jest taka sama.

other types of electrodes available on request
inne rodzaje elektrod dostępne na żądanie

reusable neutral electrodes

elektrody neutralne wielokrotnego użycia

	Ref. No. Kod	dimensions wymiar	cable length dł. kabla	plug wtyk	
	242-008	30x17 cm	4 m	EMED plug wtyk EMED	Neutral silicone electrode with band for application, reusable, for adults Elektroda neutralna silikonowa z taśmą do aplikacji, wielorazowa, dla dorosłych
					
	242-004	30x17 cm	4 m	EU/6.3 mm plug wtyk EU/6,3 mm	Neutral silicone electrode, with band for application, reusable, for adults Elektroda neutralna silikonowa, z taśmą do aplikacji, wielorazowa, dla dorosłych
					
	242-003	30x17 cm	0.5 m		Neutral silicone electrode, with band for application, reusable, for adults Elektroda neutralna silikonowa, z taśmą do aplikacji, wielorazowa, dla dorosłych
					
	193-008	30x17 cm	0.5 m	ERBE plug wtyk ERBE	Neutral silicone electrode, with band for application, reusable, for adults Elektroda neutralna silikonowa, z taśmą do aplikacji, wielorazowa, dla dorosłych
					

connection cables, pages:



kable połączeniowe, strony: 59 

	Ref. No. Kod	length długość	up to 95°C WASHER
 latex-free product wyrób nie zawiera latexu	194-150	150 cm	Band for silicone electrode fixation, two fastening buttons Taśma do aplikacji elektrod silikonowych, dwa zapięcia

neutral electrodes cables


kable do elektrod neutralnych

	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	plug wtyk		
	380-030	3 m	flat plug wtyk płaski	Cable for disposable neutral electrode Kabel elektrody neutralnej jednorazowej	
	380-050	5 m			
					
	294-030	3 m	EU 6.3mm plug wtyk EU 6,3mm	Cable for disposable neutral electrode Kabel elektrody neutralnej jednorazowej	
	294-050	5 m			
					
	385-030	3 m	flat plug wtyk płaski	Cable for reusable silicone neutral electrode 242-003, 232-003 Kabel wielorazowej elektrody neutralnej silikonowej 242-003, 232-003	
	385-050	5 m			
					
	295-030	3 m	EU 6.3mm plug wtyk EU 6,3mm	Cable for reusable silicone neutral electrode 242-003, 232-003 Kabel wielorazowej elektrody neutralnej silikonowej 242-003, 232-003	
	295-050	5 m			
					
	101-002	3 m	ERBE plug wtyk ERBE	Cable for neutral silicone electrode 193-008, 193-016 Kabel elektrody neutralnej silikonowej 193-008, 193-016	
	101-003	5 m			
					



monopolar and bipolar cables

kable monopolarne i bipolarne



laparoscopic monopolar cables	62
kable monopolarne do laparoskopu	
endoscopic monopolar cables	62
kable monopolarne do endoskopu	
monopolar cables for resectoscope	63
kable monopolarne do resektoskopu	
other bipolar cables	64
inne kable bipolarne	

laparoscopic monopolar cables

kable monopolarne do laparoskopu

female 4mm gniazdo żeńskie 4mm	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla			max. 134°C STERILIZATION
 Ø 4 mm	280-130 280-150	3 m 5 m	3-pin plug wtyk 3-pin	Monopolar laparoscopic cable Kabel monopolarny do laparoskopu	
					
	101-051	5 m	ERBE plug wtyk ERBE	Monopolar laparoscopic instruments cable Kabel monopolarny do laparoskopu	
	 Ø 5 mm				
	360-030 360-050	3 m 5 m	USA 8mm male plug wtyk męski USA 8mm	Monopolar laparoscopic cable Kabel monopolarny do laparoskopu	
instrument side wtyk od strony instrumentu	 Ø 8 mm				

endoscopic monopolar cables

kable monopolarne do endoskopu

female 3mm gniazdo żeńskie 3mm	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla			max. 134°C STERILIZATION
 Ø 3 mm	281-130	3 m	3-pin plug wtyk 3-pin	Monopolar endoscopic cable Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych	
					
	181-030	3 m	ERBE plug wtyk ERBE	Monopolar endoscopic cable Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych	
	 Ø 5 mm				
	161-030	3 m	USA / 8mm male plug wtyk męski USA / 8mm	Monopolar endoscopic cable Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych	
instrument side wtyk od strony instrumentu	 Ø 8 mm				

monopolar cables for resectoscope


kable monopolarne do resektoskopu

3-pin plug wtyk 3-pin	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla		instrument side wtyk od strony instrumentu	max. 134°C STERILIZATION
	405-145	4.5 m	male plug 2 mm wtyk męski 2 mm	Monopolar cable for resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu	
			 Ø 2 mm 		
	408-145	4.5 m	angled connector złącze kątowe	Monopolar cable for STORZ resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu STORZ	
					
	409-145	4.5 m	male plug 3 mm wtyk męski 3 mm	Monopolar cable for OLYMPUS resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu OLYMPUS	
			 		
male plug 2 mm wtyk męski 2 mm					max. 134°C STERILIZATION
 Ø 2 mm 	106-045	4.5 m	ERBE male plug wtyk męski ERBE	Monopolar cable for resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu	
			 Ø 5 mm		
	375-045	4.5 m	USA / 8 mm male plug wtyk męski USA / 8 mm	Monopolar cable for resectoscope Kabel monopolarny do resektoskopu	
			 Ø 8 mm		
instrument side wtyk od strony instrumentu					

other bipolar cables


inne kable bipolarne

	2-pin 29mm plug wtyk 2-pin 29mm	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
		348-045	4.5 m	Bipolar cable for STORZ resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu STORZ
				
		354-045	4.5 m	Bipolar cable for resectoscopes Kabel bipolarny do resektoskopów
				
		349-045	4.5 m	Bipolar cable for OLYMPUS resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu OLYMPUS
				
		359-030 359-050	3 m 5 m	Bipolar cable for STORZ laparoscopy Kabel bipolarny laparoskopowy do narzędzi STORZ
				
		352-030 352-050	3 m 5 m	Bipolar cable for WOLF laparoscopy Kabel bipolarny laparoskopowy do narzędzi WOLF
				



argon plasma coagulation

koagulacja argonowa



argon coagulation instruments
narzędzia do koagulacji argonowej



argon instruments

narzędzia argonowe

	Ref. No. Kod	w. length dł. robocza	dia. średnica	
 w. length dł. robocza	932-031	25 mm	5 mm	Argon electrode, rigid, insulated shaft Elektroda argonowa sztywna do koagulacji
	932-032	100 mm		Argon electrode, rigid, insulated shaft Elektroda argonowa sztywna do koagulacji
	932-034	320 mm		Argon electrode, rigid, insulated shaft Elektroda argonowa sztywna do koagulacji
 14 mm	932-054	40 mm		Argon needle, rigid, insulated shaft Igła prosta 14 mm, argonowa sztywna
	932-044	115 mm		Argon needle, rigid, insulated shaft Igła prosta 14 mm argonowa sztywna
 14 mm	932-057	40 mm		Argon lancet, rigid, insulated shaft Lancet prosty 14 mm argonowy sztywny
	932-056	115 mm		Argon lancet, rigid, insulated shaft Lancet prosty 14 mm argonowy sztywny

rigid electrodes handle: ref. no. 932-145 or 932-141, pages:
uchwyt do elektrod sztywnych: nr kat. 932-145 lub 932-141, strony: 5, 67 

	Ref. No. Kod	
	100-051	Argon Cylinder 5L (empty cylinder - with no gas, DIN 477/6) Butla argonowa 5L (pusta / bez gazu, DIN 477/6)
	100-151	Argon Cylinder 10L (empty cylinder - with no gas, DIN 477/6) Butla argonowa 10L (pusta / bez gazu, DIN 477/6)
	5501640	Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europe) Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europa)
	5501565	Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europe) with pressure sensor Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/6 (Europa) z czujnikiem ciśnienia
	5501641	Argon regulator P300-P40EMED, DIN 477/10 (Northern Europe) Reduktor argonowy P300-P40EMED, DIN 477/10 (Europa Północna)
	5501621	Argon regulator P300-P40EMED, BS 341/3 (UK) Reduktor argonowy P300-P40EMED, BS 341/3 (Wielka Brytania)
	5501631	Argon regulator P300-P40EMED, CGA 580 (America) Reduktor argonowy P300-P40EMED, CGA 580 (Ameryka)
other types available on request inne typy dostępne na żądanie		
 	SE2M034107	Argon bacteria filter, 0.33mm, 0.45um, sterile, 1pcs. Filtr argonowy antybakteryjny, 0,33mm, 0,45 um, sterylne, 1szt.
	100-053	Pneumatic argon cable, L: 3 m Kabel pneumatyczny do argonu, dł. 3 m
other lenght available on request inne długości dostępne na żądanie		



endoscopy

endoskopia



papillotomy instruments
narzędzia do papillotomii

70

polypectomy instruments
narzędzia do polipektomii

71

papilotomy instruments

narzędzia do papilotomii

	Ref. No. Kod	loop dł. cięciwy	
	E30-2	25 mm	Papilotomy snare loop, for R2-50 handle
	E30-3	30 mm	Papilotom podstawowy, do rękojeści R2-50
			
	E32		Papilotomy needle knife Papilotom typ „IGŁA”
	R2-50		Papilotomy loop handle Rączka sterująca do papilotomu




No. Lp	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Tip length (mm) Długość Noska (mm)	Loop length (mm) Długość Cięciwy (mm)	Shaft length (mm) Długość Bagnetu (mm)	Catalogue number Numer katalogowy
1	2,3 tapered to 1,8 2,3 zwężany do 1,8	1 - 30	20	1 - 10	E30/1 Tip length Długość noska
2			25		E30/2 Tip length Długość noska
3			30		E30/3 Tip length Długość noska
4	1,8				E32 Shaft length Długość bagnetu
5	2,3 tapered to 1,8 2,3 zwężany do 1,8	1 - 10	20		E33/1 Tip length Długość noska
6			25		E33/2 Tip length Długość noska
7			35		E33/3 Tip length Długość noska


for connection use endoscopic cable ref. 281-130 or 281-03S, pages:
do podłączenia wymagany jest kabel 281-130 lub 281-03S, strony: 6, 62

polypectomy instruments

narzędzia do polipektomii

	Ref. No. Kod	Ø dia. loop średnica pętli	channel kanał rob.	
	E17/25	40 mm	2.3 mm	Endoscopic loop for polypectomy, big oval Pętla do polipektomii owalna duża
	E17/23	30 mm		Endoscopic loop for polypectomy, medium oval Pętla do polipektomii owalna średnia
	E17/22	25 mm		Endoscopic loop for polypectomy, small oval Pętla do polipektomii owalna mała



	E18/25	40 mm	2.3 mm	Endoscopic loop for polypectomy, big hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna
	E18/23	30 mm		Endoscopic loop for polypectomy, medium hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna
	E18/22	25 mm		Endoscopic loop for polypectomy, small hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna




	R1-100			Endoscopic loop handle, for E17/x, E18/x loops Rączka sterująca do pętli endoskopowej, do pętli E17/x, E18/x
--	--------	--	--	--





for connection use endoscopic cable ref. 281-130 or 281-03S, pages:


do podłączenia wymagany jest kabel 281-130 lub 281-03S, strony: 6, 62 

	Ref. No. Kod			Ref. No. Kod	
	E17	Polypectomy snare, oval Pętla do polipektomii owalna		E16	Polypectomy snare, asymmetrical Pętla do polipektomii asymetryczna
	E18	Polypectomy snare, hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna		E19	Polypectomy snare, oval with teeth Pętla do polipektomii owalna z zębami

Lp No.	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Snare diameter (mm) Średnica Pętli (mm)	E17 Code Kod	E18 Code Kod	E16 Code Kod	E19 Code Kod
1	1,8	15	E17/2	E18/2	E16/2	E19/2
2		20	E17/3	E18/3	E16/3	E19/3
3		25	E17/4	E18/4	E16/4	E19/4
4		30	E17/5	E18/5	E16/5	E19/5
5		35	E17/6	E18/6	E16/6	E19/6
6		40	E17/7	E18/7	E16/7	E19/7
7		45	E17/8	E18/8	E16/8	E19/8
8	2,0	15	E17/11	E18/11	E16/11	E19/11
9		20	E17/12	E18/12	E16/12	E19/12
10		25	E17/13	E18/13	E16/13	E19/13
11		30	E17/14	E18/14	E16/14	E19/14
12		35	E17/15	E18/15	E16/15	E19/15
13		40	E17/16	E18/16	E16/16	E19/16
14		45	E17/17	E18/17	E16/17	E19/17
15	2,3	15	E17/20	E18/20	E16/20	E19/20
16		20	E17/21	E18/21	E16/21	E19/21
17		25	E17/22	E18/22	E16/22	E19/22
18		30	E17/23	E18/23	E16/23	E19/23
19		35	E17/24	E18/24	E16/24	E19/24
20		40	E17/25	E18/25	E16/25	E19/25
21		45	E17/26	E18/26	E16/26	E19/26


	Ref. No. Kod		
	E40	Dormia hexagonal snare, reusable Koszyk Dormia heksagonalny, wielorazowy	
	ES40	Dormia hexagonal snare, disposable Koszyk Dormia heksagonalny, jednorazowy	
	E41	Dormia spiral snare, reusable Koszyk Dormia spiralny, wielorazowy	
	ES41	Dormia spiral snare, disposable Koszyk Dormia spiralny, jednorazowy	
			

No. Lp	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Snare diameter (mm) Średnica Pętli (mm)	E40 Code Kod	E41 Code Kod	ES40 Code Kod	ES41 Code Kod
1	1,8	10	E40/1	E41/1	ES40/1	ES41/1
2		15	E40/2	E41/2	ES40/2	ES41/2
3		20	E40/3	E41/3	ES40/3	ES41/3
4		25	E40/4	E41/4	ES40/4	ES41/4
5		30	E40/5	E41/5	ES40/5	ES41/5
6		35	E40/6	E41/6	ES40/6	ES41/6
7		40	E40/7	E41/7	ES40/7	ES41/7
8	2,0	10	E40/8	E41/8	ES40/8	ES41/8
9		15	E40/9	E41/9	ES40/9	ES41/9
10		20	E40/10	E41/10	ES40/10	ES41/10
11		25	E40/11	E41/11	ES40/11	ES41/11
12		30	E40/12	E41/12	ES40/12	ES41/12
13		35	E40/13	E41/13	ES40/13	ES41/13
14		40	E40/14	E41/14	ES40/14	ES41/14
15	2,3	10	E40/15	E41/15	ES40/15	ES41/15
16		15	E40/16	E41/16	ES40/16	ES41/16
17		20	E40/17	E41/17	ES40/17	ES41/17
18		25	E40/18	E41/18	ES40/18	ES41/18
19		30	E40/19	E41/19	ES40/19	ES41/19
20		35	E40/20	E41/20	ES40/20	ES41/20
21		40	E40/21	E41/21	ES40/21	ES41/21



electrosurgical units and other accessories

aparaty elektrochirurgiczne i inne akcesoria



adaptors for monopolar and bipolar cables adaptery kabli mono i bipolarnych	77
footswitches włączniki nożne	78
trolleys wózki pod diatermie	80
other accessories inne akcesoria	82
EMED electrocautery units aparaty elektrochirurgiczne EMED	83
aria smoke evacuation system system odsysania dymów operacyjnych aria	86
WATERFALL endoscopic irrigation pump endoskopowa pompa irygacyjna Waterfall	87
measuring device for electrocautery units urządzenia pomiarowe do aparatów elektrochirurgicznych	88

monopolar and bipolar adaptors

adaptery mono i bipolarne

	Ref. No. Kod	
Ø 5 mm 	111-100	Monopolar adaptor for US 3-pin accessories to ERBE sockets Adapter monopolarny łączący akcesoria 3-pin USA z gniazdami ERBE
 	222-100	Monopolar adaptor for US 3-pin accessories to BERCHTOLD, MARTIN sockets Adapter monopolarny łączący akcesoria 3-pin USA z gniazdami BERCHTOLD, MARTIN
 	340-100	Bipolar adaptor for EMED, VALLEYLAB accessories to ERBE sockets Adapter bipolarny narzędzi EMED, VALLEYLAB, do gniazd ERBE

footswitches


włączniki nożne



	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
 	100-336		MultiSwitch, 3-button footswitch, wireless Włącznik nożny 3-przyciskowy, MultiSwitch, bezprzewodowy
 	100-316	5 m	3-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 3-przyciskowy, wtyk 6-pinowy
 	100-313		MultiSwitch, 2-button footswitch, wireless Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, bezprzewodowy
 	100-303	5 m	MultiSwitch, 2-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, wtyk 6-pinowy
 	100-302	5 m	2-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 2-przyciskowy, wtyk 6-pinowy

		Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
 For ES120 unit and WATERFALL pump Do aparatu ES120 i pompy WATERFALL		100-311		1-button footswitch, wireless Włącznik nożny 1-przyciskowy, bezprzewodowy
		100-301	5 m	1-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, wtyk 6-pinowy
		100-314		1-button footswitch, for CUTTING, wireless Włącznik nożny 1-przyciskowy, do CIĘCIA, bezprzewodowy
		100-304	5 m	1-button footswitch, for CUTTING, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, do CIĘCIA, wtyk 6-pinowy
		100-315		1-button footswitch, for COAGULATION, wireless Włącznik nożny 1-przyciskowy, do KOAGULACJI, bezprzewodowy
		100-305	5 m	1-button footswitch, for COAGULATION, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, do KOAGULACJI, wtyk 6-pinowy

trolleys



wózki pod diatermie

	Ref. No. Kod	
 case for argon cylinder szafka na butlę argonową basket for accessories koszyk na akcesoria stabilizing pins bolce stabilizujące	080-100	SpectrumLine trolley for EMED ESU, with case for argon cylinders (2x 5L/10L), basket Trolley for units: Spectrum, ES350 Wózek SpectrumLine do aparatów EMED, z szafką na butlę argonową (2x 5L/10L), koszyk Wózek do aparatów: Spectrum, ES350
 case for argon cylinder szafka na butlę argonową basket for accessories koszyk na akcesoria	080-060	TinyLine trolley, with case for argon cylinder (5L/10L), basket Trolley for units: Atom, Endo Wózek TinyLine, z szafką na butlę argonową (5L/10L), koszyk Wózek do aparatów: Atom, Endo
 case for accessories szafka na akcesoria	080-061	TinyLine trolley, with case for accessories Trolley for units: Atom, Smart, Artro Wózek TinyLine, z szafką na akcesoria Wózek do aparatów: Atom, Smart, Artro

	Ref. No. Kod	
 stabilizing pins bolce stabilizujące	080-040	NewLine trolley for EMED ESU, with shelf and case for argon cylinders (2x5L) Trolley for units: ES350 Wózek NewLine do aparatów EMED, z półką i szafką na butle argonowe (2x5L) Wózek do aparatów: ES350
 stabilizing pins bolce stabilizujące	080-005	SimpleLine trolley for EMED ESU Trolley for units: ES300, ES350, ES120 Wózek SimpleLine do aparatów EMED Wózek do aparatów: ES300, ES350, ES120
	080-006	SimpleLine trolley for EMED ESU, without stabilizing pins Trolley for units: ES300, ES350, ES120 Wózek SimpleLine do aparatów EMED, bez bolców stabilizujących Wózek do aparatów: ES300, ES350, ES120

other accessories

inne akcesoria

	Ref. No. Kod	length długość	
	100-924	0.5 m	Flexible potential equalization cable Kabel uziemiający giętki
	100-826	1 m	
	100-919	2 m	
	100-925	3 m	
	100-926	5 m	
 	F7520		Disposable abrasive tip cleaner, sterile, 100 pcs. Czyścik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, op. 100 szt.
	088-520		Brush for manual cleaning of electrodes, reusable Szczoteczka do ręcznego czyszczenia elektrod, wielorazowa
	090-140	4 m	Mains cable, plug EU type E&F Schuko, straight Przewód zasilający, wtyk EU typu E&F Schuko, prosty
	090-240	4 m	Mains cable, plug EU type E&F Schuko, angled Przewód zasilający, wtyk EU typu E&F Schuko, kątowy
	091-120	2 m	Mains cable, plug UK type G, straight Przewód zasilający, wtyk UK typu G, prosty
	091-140	4 m	Mains cable, plug UK type G, straight Przewód zasilający, wtyk UK typu G, prosty
	091-240	4 m	Mains cable, plug UK type G, angled Przewód zasilający, wtyk UK typu G, kątowy
	092-120	2 m	Mains cable, plug US type B, straight Przewód zasilający, wtyk USA typu B, prosty

other types available on request
inne rodzaje dostępne na żądanie

EMED electrosurgical units

aparaty elektrochirurgiczne EMED

	Ref. No. Kod	
	100-013	Electrosurgical Unit spectrum Aparat Elektrochirurgiczny spectrum
	100-620	Electrosurgical Unit atom Aparat Elektrochirurgiczny atom
	100-600	Electrosurgical Unit endo Aparat Elektrochirurgiczny endo

EMED diathermies

diatermie EMED

	Ref. No. Kod	
	100-610	Electrosurgical Unit ARTro Aparat Elektrochirurgiczny ARTro
	100-630	Electrosurgical Unit Atom Smart Aparat Elektrochirurgiczny Atom Smart
	100-015	Electrosurgical Unit ES120 Aparat Elektrochirurgiczny ES120

	Ref. No. Kod	
	100-001	Electrosurgical Unit ES300 Aparat Elektrochirurgiczny ES300
	100-007	Electrosurgical Unit ES350 Aparat Elektrochirurgiczny ES350
	100-008	Electrosurgical Unit ES350 with argon module Aparat Elektrochirurgiczny ES350 z modułem argonowym
	100-008-T	Electrosurgical Unit ES350 with argon and ThermoStapler® Aparat Elektrochirurgiczny ES350 z modułem argonowym i ThermoStapler®

aria smoke evacuation system

system odsysania dymów operacyjnych aria

	Ref. No. Kod	
	020-001	Smoke evacuator ARIA Odsysacz dymu ARIA
	PA2010B	PenAdapt with 10 mm x 122 cm tubing with an adapter to 22 mm x 183 cm hose, for reusable handles, 10 pcs. Nakładka na uchwyt z przewodem 10 mm x 122 cm, do uchwytów wielorazowych, 10 szt.
	PA2010	PenAdapt with 10 mm x 122 cm tubing with an adapter to 22 mm x 183 cm hose, for single use handles, 10 pcs. Nakładka na uchwyt z przewodem 10 mm x 122 cm, do uchwytów 1-razowego użytku, 10 szt.
 	848-030	Smoke evacuation handle with non-stick knife electrode, 2 switches, cable 3m, 3-pin plug, sterile, 10 pcs. Uchwyt jednorazowy do odsysania dymu z elektrodą nieklejącą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, wtyk 3-pin, sterylne, op. 10 szt.
	VS353	Aria - spare filter Aria - filtr wymienny
	BFPF7/8-10	Aria, pre-filter, sterile, single-use, 10 pcs. Aria, filtr wstępny, jednorazowego użytku, 10 szt.


WATERFALL endoscopic irrigation pump

endoskopowa pompa irygacyjna WATERFALL

	Ref. No. Kod	
	020-100	waterfall, endoscopic irrigation pump, with drain set and water container waterfall, endoskopowa pompa irygacyjna, z zestawem drenów i butelką
 	020-104	PharMed drain, dia. 3.2 mm, lenght 15 cm, 2 x LuerLock, reusable, 1 pc. Dren PharMed, śr. 3,2 mm, dł. 15 cm, wielorazowy, 2 x LuerLock, 1 szt.
 	020-102	PCV drain, dia. 3.2 mm, lenght 43 cm, for water container, LuerLock, single-use, 10 pcs. Dren PCV, śr. 3,2mm, dł. 43 cm, jednorazowy, do zbiornika cieczy, LuerLock, 10 szt.
 	020-103	PCV drain, dia. 3.2 mm, extension, lenght 150 cm, 2 x LuerLock, single-use, 10 pcs. Dren PCV, śr. 3,2 mm, przedłużacz dł. 150 cm, jednorazowy, 2 x LuerLock, 10 szt.
 	020-105	PCV drain, dia. 3.2mm, extension, length 300 cm, 2 x LuerLock, single-use, 10 pcs. Dren PCV, śr. 3,2mm, przedłużacz dł. 300 cm, jednorazowy, 2 x LuerLock, op. 10szt.
	020-106	Water container, 0.5l, with scale, reusable, for waterfall irrigation pump Zbiornik cieczy, 0,5l, z podziałką, wielorazowy, do pompy irygacyjnej waterfall
	020-107	Water container, 1l, with scale, reusable, for waterfall irrigation pump Zbiornik cieczy, 1l, z podziałką, wielorazowy, do pompy irygacyjnej waterfall
 	100-301	One-pedal footswitch, cable 5 m, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, kabel 5 m, wtyk 6-pin
  	100-311	One-pedal footswitch, wireless Włącznik nożny 1-przyciskowy, bezprzewodowy

measuring device for electrosurgical units

urządzenia pomiarowe do aparatów elektrochirurgicznych

	Ref. No. Kod	
	010-002	ETC1 Emed ESU Test Case ETC1 Walizka testowa do aparatów Emed
	010-005	VA Argon flow meter Rotametr do pomiaru przepływu Argonu



product finder

indeks kodów

Ref. No./Kod	Page/Strona
010-002	88
010-005	88
020-001	86
020-100	87
020-102	87
020-103	87
020-104	87
020-105	87
020-106	87
020-107	87
080-005	81
080-006	81
080-040	81
080-060	80
080-061	80
080-100	80
088-520	82
090-140	82
090-240	82
091-120	82
091-140	82
091-240	82
092-120	82
100-001	85
100-007	85
100-008	85
100-008-T	85
100-013	83
100-015	84
100-051	68
100-053	68
100-151	68
100-301	87
100-311	87
100-600	83
100-610	84
100-620	83
100-630	84
100-826	82
100-919	82
100-924	82
100-925	82
100-926	82
101-000	39
101-001	39
101-002	59
101-003	59

Ref. No./Kod	Page/Strona
101-051	62
101-100	40
101-101	40
106-045	63
110-145	26
111-100	77
111-145	26
161-030	62
181-030	62
193-008	57
194-150	58
215-230	27
215-235	4
215-250	27
215-255	4
218-230	27
218-235	4
218-250	27
218-255	4
222-100	77
227-145	26
228-145	26
242-003	57
242-004	57
242-008	57
260-100-01Y	45
260-105-15Y	45
260-191-07Y	45
260-600-04Y	45
260-852-30Y	45
280-035	6
280-055	6
280-130	62
280-150	62
281-035	6
281-130	62
281-605	9
287-030	39
287-050	39
287-130	40
287-150	40
294-030	59
294-050	59
295-030	59
295-050	59
322-145	26
322-145	4

Ref. No./Kod	Page/Strona
323-130	27
325-145	26
325-145	4
327-145	26
327-145	4
340-100	77
348-045	64
348-045	7
349-045	64
349-045	8
351-031	39
351-035	7
351-045	40
351-051	39
351-055	7
351-131	40
351-135	7
351-151	40
351-155	7
352-030	64
352-035	8
352-050	64
354-045	44
354-045	64
354-045	44
354-045	7
358-030	36
358-035	8
358-050	36
359-030	64
359-035	8
359-050	64
359-055	8
360-030	62
360-050	62
375-045	63
380-030	59
380-050	59
385-030	59
385-050	59
401-030	54
401-035	7
401-050	54
401-055	7
405-045	44
405-045	6
405-145	44

Ref. No./Kod	Page/Strona
405-145	63
408-145	63
408-145	6
409-045	6
409-145	63
432-145	67
432-146	67
432-46A	5
432-465	5
520-100	14
520-200	14
520-400	14
520-500	14
520-600	14
520-650	14
520-700	14
520-800	14
520-900	14
521-010	15
521-020	15
521-110	16
521-120	16
521-180	17
521-210	15
521-220	15
521-230	15
521-350	16
521-380	16
521-410	15
521-420	15
521-430	15
521-480	15
521-490	15
521-600	16
522-300	17
522-400	17
522-500	17
522-600	17
522-700	16
523-200	16
523-210	16
523-910	19
523-920	19
524-010	19
524-020	19
524-030	19
524-050	19

Ref. No./Kod	Page/Strona
524-070	19
524-130	20
524-160	20
524-200	20
524-260	20
524-300	20
524-400	20
524-600	20
525-000	21
525-100	21
525-200	21
525-800	22
525-900	22
526-000	22
526-100	22
526-200	21
526-300	21
526-400	21
527-000	22
527-100	22
527-500	24
527-550	24
528-650	18
528-660	18
528-770	17
528-780	17
529-000	18
529-050	18
529-350	23
529-360	23
530-310	15
530-320	15
530-510	15
530-520	15
530-530	15
530-580	15
530-590	15
530-610	15
530-620	15
530-630	15
530-720	16
532-300	17
532-400	17
533-900	24
533-950	24
534-050	20
534-100	20

Ref. No./Kod	Page/Strona
534-210	20
534-410	19
534-420	19
534-430	19
534-450	19
534-460	20
535-000	21
535-100	21
535-200	21
535-800	22
535-900	22
536-000	22
536-100	22
536-200	21
536-300	21
536-400	21
5501565	68
5501621	68
5501631	68
5501640	68
5501641	68
580-210	48
580-220	48
580-240	48
580-250	48
580-260	48
580-270	48
580-280	48
580-290	48
587-010	49
587-011	49
587-020	49
587-030	49
587-040	49
587-060	49
587-070	49
587-090	49
587-110	49
587-140	49
587-160	49
587-170	49
587-920	49
58S-010	12
58S-011	12
58S-020	12
58S-030	12
58S-040	12


Ref. No./Kod	Page/Strona
58S-060	12
58S-070	12
58S-090	12
58S-110	12
58S-140	12
58S-160	12
58S-170	12
58S-920	12
601-104-39	43
605-001	34
605-002	35
605-007	34
605-008	35
605-011	35
605-013	34
605-014	34
605-016	34
605-017	35
605-018	35
605-019	34
605-020	34
605-021	34
605-022	34
605-023	34
605-024	34
605-026	35
605-027	35
605-029	35
605-030	35
605-031	35
605-033	35
605-034	35
605-036	34
605-039	35
605-040	35
605-041	35
605-045	35
605-057	35
605-058	34
605-059	35
605-063	35
605-065	35
605-070	35
610-016	29
610-017	29
610-018	29

Ref. No./Kod	Page/Strona
610-019	29
610-021	29
610-025	29
620-010	32
620-020	32
620-030	32
620-031	33
620-040	33
620-050	33
620-060	33
630-210-26	42
630-215-24	42
630-235-10B	42
630-235-60B	42
630-240-00B	43
630-240-00BPI	43
630-240-15B	43
630-240-20B	43
700-001	25
700-003	25
700-004	25
700-005	25
700-006	25
710-003	25
710-004	25
710-005	25
710-006	25
801-116	52
801-118	52
801-123	52
801-128	52
801-165	10
801-185	10
801-216	53
801-218	53
801-223	53
801-228	53
801-235	10
801-285	10
801-665	11
801-685	11
801-735	11
801-785	11
812-80H	56
812-83H	56
824-010	38

Ref. No./Kod	Page/Strona
824-011	38
824-014	38
824-015	38
824-018	38
824-019	37
824-030	38
824-031	38
824-101	37
824-110	37
824-134	37
824-135	37
824-135	9
824-501	38
824-519	37
840-440	28
840-441	28
840-450	28
840-451	28
840-460	28
840-461	28
847-030	28
847-031	28
847-032	28
847-033	28
848-030	86
857-18110	36
857-21110	36
857-23110	36
857-28110	36
932-031	66
932-032	66
932-034	66
932-044	66
932-054	66
932-056	66
932-057	66
932-141	67
932-148	67
932-149	67
932-14A	5
932-145	5
932-150	67
932-151	67
932-152	67
BFPF7/8-10	86
E16	72

Ref. No./Kod	Page/Strona
E17	72
E17/22	71
E17/23	71
E17/25	71
E18	72
E18/22	71
E18/23	71
E18/25	71
E19	72
E30-2	70
E30-3	70
E32	70
E40	73
E41	73
ES40	73
ES41	73
F7520	82
PA2010	86
PA2010B	86
R1-100	71
R2-50	70
SE2M034I07	68
VS353	86
932-150	67
932-151	67
932-152	67
BFPF7/8-10	86
E17	72
E17/22	71
E17/23	71
E17/25	71
E18	72
E18/22	71
E18/23	71
E18/25	71
E16	72
E19	72
E30-2, E30/2	70
E30-3, E30/3	70
E30/1	70
E32	70
E33/1	70
E33/2	70
E33/3	70

contact us



Aby uzyskać więcej informacji o produktach skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem.

Copyright© EMED.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie w całości lub w części bez pisemnej zgody EMED jest zabronione. Więcej informacji o produktach, w tym wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności oraz potencjalne skutki niepożądane znajdują się w Instrukcjach Używania.

For more information please contact your EMED representative.

Copyright© EMED.

All rights reserved. Any copying, distribution, publishing in whole or in part without written EMED permission is prohibited. For product information, including indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse effects and patient counselling information, see the Instructions For Use.

EMED SP. Z O.O. SP. K.

Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia





Phone: 00 48 22 723 08 00

Fax: 00 48 22 723 00 81

www.emed.pl



European Union
European Regional
Development Fund



www.emed.pl

