

endoscopy

endoskopia






papillotomy instruments 70
narzędzia do papillotomii


polypectomy instruments 71
narzędzia do polipektomii

endoscopic instruments 74
narzędzia endoskopowe

papillotomy instruments

narzędzia do papillotomii


	Ref. No. Kod	loop dł. cięwiwy	
	E30-2	25 mm	Papillotomy snare loop, for R2-50 handle
	E30-3	30 m	Papillotom podstawowy, do rękojeści R2-50
			
	E32		Papillotomy needle knife Papillotom typ „IGŁA”
	R2-50		Papillotomy loop handle Rączka sterująca do papillotomu



No. Lp	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Tip length (mm) Długość Noska (mm)	Loop length (mm) Długość Cięwiwy (mm)	Shaft length (mm) Długość Bagnetu (mm)	Catalogue number Numer katalogowy
1	2,3 tapered to 1,8 2,3 zwężany do 1,8	1 - 30	20	1 - 10	E30/1 Tip length Długość noska
2			25		E30/2 Tip length Długość noska
3			30		E30/3 Tip length Długość noska
4	1,8				E32 Shaft length Długość bagnetu
5	2,3 tapered to 1,8 2,3 zwężany do 1,8	1 - 10	20		E33/1 Tip length Długość noska
6			25		E33/2 Tip length Długość noska
7			35		E33/3 Tip length Długość noska

polypectomy instruments

narzędzia do polipektomii

	Ref. No. Kod	Ø dia. loop średnica pętli	channel kanał rob.	
	E17/25	40 mm	2.3 mm	Endoscopic loop for polypectomy, big oval Pętla do polipektomii owalna duża
	E17/23	30 mm		Endoscopic loop for polypectomy, medium oval Pętla do polipektomii owalna średnia
	E17/22	25 mm		Endoscopic loop for polypectomy, small oval Pętla do polipektomii owalna mała







	E18/25	40 mm	2.3 mm	Endoscopic loop for polypectomy, big hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna
	E18/23	30 mm		Endoscopic loop for polypectomy, medium hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna
	E18/22	25 mm		Endoscopic loop for polypectomy, small hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna









	R1-100			Endoscopic loop handle, for E17/x, E18/x loops Rączka sterująca do pętli endoskopowej, do pętli E17/x, E18/x
--	--------	--	--	--



	Ref. No. Kod			Ref. No. Kod	
	E17	Polypectomy snare, oval Pętla do polipektomii owalna		E16	Polypectomy snare, asymmetrical Pętla do polipektomii asymetryczna
	E18	Polypectomy snare, hexagonal Pętla do polipektomii heksagonalna		E19	Polypectomy snare, oval with teeth Pętla do polipektomii owalna z zębami



Lp No.	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Snare diameter (mm) Średnica Pętli (mm)	E17 Code Kod	E18 Code Kod	E16 Code Kod	E19 Code Kod
1	1,8	15	E17/2	E18/2	E16/2	E19/2
2		20	E17/3	E18/3	E16/3	E19/3
3		25	E17/4	E18/4	E16/4	E19/4
4		30	E17/5	E18/5	E16/5	E19/5
5		35	E17/6	E18/6	E16/6	E19/6
6		40	E17/7	E18/7	E16/7	E19/7
7		45	E17/8	E18/8	E16/8	E19/8
8	2,0	15	E17/11	E18/11	E16/11	E19/11
9		20	E17/12	E18/12	E16/12	E19/12
10		25	E17/13	E18/13	E16/13	E19/13
11		30	E17/14	E18/14	E16/14	E19/14
12		35	E17/15	E18/15	E16/15	E19/15
13		40	E17/16	E18/16	E16/16	E19/16
14		45	E17/17	E18/17	E16/17	E19/17
15	2,3	15	E17/20	E18/20	E16/20	E19/20
16		20	E17/21	E18/21	E16/21	E19/21
17		25	E17/22	E18/22	E16/22	E19/22
18		30	E17/23	E18/23	E16/23	E19/23
19		35	E17/24	E18/24	E16/24	E19/24
20		40	E17/25	E18/25	E16/25	E19/25
21		45	E17/26	E18/26	E16/26	E19/26







	Ref. No. Kod		
	E40	Dormia hexagonal snare, reusable Koszyk Dormia heksagonalny, wielorazowy	
	ES40	Dormia hexagonal snare, disposable Koszyk Dormia heksagonalny, jednorazowy	
	E41	Dormia spiral snare, reusable Koszyk Dormia spiralny, wielorazowy	
	ES41	Dormia spiral snare, disposable Koszyk Dormia spiralny, jednorazowy	



No. Lp	Tube diameter (mm) Średnica Tubusa (mm)	Snare diameter (mm) Średnica Pętli (mm)	E40 Code Kod	E41 Code Kod	ES40 Code Kod	ES41 Code Kod
1	1,8	10	E40/1	E41/1	ES40/1	ES41/1
2		15	E40/2	E41/2	ES40/2	ES41/2
3		20	E40/3	E41/3	ES40/3	ES41/3
4		25	E40/4	E41/4	ES40/4	ES41/4
5		30	E40/5	E41/5	ES40/5	ES41/5
6		35	E40/6	E41/6	ES40/6	ES41/6
7		40	E40/7	E41/7	ES40/7	ES41/7
8	2,0	10	E40/8	E41/8	ES40/8	ES41/8
9		15	E40/9	E41/9	ES40/9	ES41/9
10		20	E40/10	E41/10	ES40/10	ES41/10
11		25	E40/11	E41/11	ES40/11	ES41/11
12		30	E40/12	E41/12	ES40/12	ES41/12
13		35	E40/13	E41/13	ES40/13	ES41/13
14		40	E40/14	E41/14	ES40/14	ES41/14
15	2,3	10	E40/15	E41/15	ES40/15	ES41/15
16		15	E40/16	E41/16	ES40/16	ES41/16
17		20	E40/17	E41/17	ES40/17	ES41/17
18		25	E40/18	E41/18	ES40/18	ES41/18
19		30	E40/19	E41/19	ES40/19	ES41/19
20		35	E40/20	E41/20	ES40/20	ES41/20
21		40	E40/21	E41/21	ES40/21	ES41/21

endoscopic instruments

narzędzia endoskopowe

	Ref. No. Kod	
 	E53	Endoscopic needle in Teflon tube Igła endoskopowa w teflonowym tubusie
 	E54	Endoscopic metal in Teflon tube Igła endoskopowa w metalowym tubusie
 	E56	Endoscopic needle in Teflon tube, disposable Igła endoskopowa w teflonowym tubusie, jednorazowa

