






other accessories

inne akcesoria



adaptors for monopolar and bipolar cables	77
adapтеры каблi моно и биполярных	
footswitches	78
вłączники но́жные	
trolleys	80
вóзки под диатермию	
other accessories	82
inne akcesoria	
EMED diathermies	83
диатермия EMED	
aria smoke evacuation system	86
система отсасывания дыма́в операцiйных aria	
WATERFALL endoscopic irrigation pump	87
эндоскопическая насосная ирригационная Waterfall	
measuring device for electrosurgical units	88
устройства измерения для аппаратов электрохирургических	



monopolar and bipolar adaptors


adaptery mono i bipolarne

	Ref. No. Kod	max. 134°C STERILIZATION
Ø 5 mm 	111-100	Monopolar adaptor for US 3-pin accessories to ERBE sockets Adapter monopolarny łączący akcesoria 3-pin USA z gniazdami ERBE
12.5 mm 8 mm 4 mm 	222-100	Monopolar adaptor for US 3-pin accessories to BERCHTOLD, MARTIN sockets Adapter monopolarny łączący akcesoria 3-pin USA z gniazdami BERCHTOLD, MARTIN
12.5 mm 8 mm 4 mm 	340-100	Bipolar adaptor for EMED, VALLEYLAB accessories to ERBE sockets Adapter bipolarny narzędzi EMED, VALLEYLAB, do gniazd ERBE

footswitches

włączniki nożne



	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
 	100-336		MultiSwitch, 3-button footswitch, wireless Włącznik nożny 3-przyciskowy, MultiSwitch, bezprowadowy
 	100-316	5 m	3-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 3-przyciskowy, wtyk 6-pinowy
 	100-313		MultiSwitch, 2-button footswitch, wireless Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, bezprowadowy
 	100-303	5 m	MultiSwitch, 2-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 2-przyciskowy MultiSwitch, wtyk 6-pinowy
 	100-302	5 m	2-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 2-przyciskowy, wtyk 6-pinowy

		Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
	 	100-311		1-button footswitch, wireless Włącznik nożny 1-przyciskowy, bezprowadowy
	 	100-301	5 m	1-button footswitch, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, wtyk 6-pinowy
For ES120 unit and WATERFALL pump Do aparatu ES120 i pompy WATERFALL				
		100-304	5 m	1-button footswitch, for CUTTING, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, do CIĘCIA, wtyk 6-pinowy
		100-305	5 m	1-button footswitch, for COAGULATION, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, do KOAGULACJI, wtyk 6-pinowy

trolleys



wózki pod diatermie

	Ref. No. Kod	
case for argon cylinder szafka na butlę argonową basket for accessories koszyk na akcesoria stabilizing pins bolce stabilizujące	080-100	SpectrumLine trolley for EMED ESU, with case for argon cylinders (2x 5L/10L), basket Wózek SpectrumLine do aparatów EMED, z szafką na butle argonowe (2x 5L/10L), koszyk
case for argon cylinder szafka na butlę argonową basket for accessories koszyk na akcesoria	080-060	TinyLine trolley, with case for argon cylinder (5L/10L), basket Wózek TinyLine, z szafką na butlę argonową (5L/10L), koszyk
case for accessories szafka na akcesoria	080-061	TinyLine trolley, with case for accessories Wózek TinyLine, z szafką na akcesoria

	Ref. No. Kod	
 stabilizing pins bolce stabilizujące	080-040	NewLine trolley for EMED ESU, with shelf and case for argon cylinders (2x5L) Wózek NewLine do aparatów EMED, z półką i szafką na butle argonowe (2x5L)
 stabilizing pins bolce stabilizujące	080-005	SimpleLine trolley for EMED ESU Wózek SimpleLine do aparatów EMED
	080-006	SimpleLine trolley for EMED ES120 ESU, without stabilizing pins Wózek SimpleLine do aparatu EMED ES120, bez bolców stabilizujących

other accessories

inne akcesoria

	Ref. No. Kod	length długość	
	100-924	0.5 m	Flexible potential equalization cable Kabel uziemiający giętki
	100-826	1 m	
	100-919	2 m	
	100-925	3 m	
	100-926	5 m	
 	F7520		Disposable abrasive tip cleaner, sterile, 100 pcs. Czyścik narzędzi elektrochirurgicznych, przyklejany, jednorazowy, op. 100 szt.
	088-520		Brush for manual cleaning of electrodes, reusable Szczoteczka do ręcznego czyszczenia elektrod, wielorazowa
	100-215		Bag for ES120 unit Torba do aparatu ES120
	090-140	4 m	Mains cable, plug EU type E&F Schuko, straight Przewód zasilający, wtyk EU typu E&F Schuko, prosty
	090-240	4 m	Mains cable, plug EU type E&F Schuko, angled Przewód zasilający, wtyk EU typu E&F Schuko, kątowy
	091-120	2 m	Mains cable, plug UK type G, straight Przewód zasilający, wtyk UK typu G, prosty
	091-140	4 m	Mains cable, plug UK type G, straight Przewód zasilający, wtyk UK typu G, prosty
	091-240	4 m	Mains cable, plug UK type G, angled Przewód zasilający, wtyk UK typu G, kątowy
	092-120	2 m	Mains cable, plug US type B, straight Przewód zasilający, wtyk USA typu B, prosty

other types available on request
inne rodzaje dostępne na żądanie

EMED diathermies



diatermie EMED

	Ref. No. Kod	
	100-013	Electrosurgical Unit spectrum Aparat Elektrochirurgiczny spectrum
	100-620	Electrosurgical Unit atom Aparat Elektrochirurgiczny atom
	100-600	Electrosurgical Unit endo Aparat Elektrochirurgiczny endo

EMED diathermies

diatermie EMED

	Ref. No. Kod	
	100-610	Electrosurgical Unit ARTro Aparat Elektrochirurgiczny ARTro
	100-001	Electrosurgical Unit ES300 Aparat Elektrochirurgiczny ES300
	100-015	Electrosurgical Unit ES120 Aparat Elektrochirurgiczny ES120

	Ref. No. Kod	
	100-008-T	Electrosurgical Unit ES350 with argon and ThermoStapler® Aparat Elektrochirurgiczny ES350 z modułem argonowym i ThermoStapler®
	100-008	Electrosurgical Unit ES350 with argon module Aparat Elektrochirurgiczny ES350 z modułem argonowym
	100-007	Electrosurgical Unit ES350 Aparat Elektrochirurgiczny ES350


aria smoke evacuation system

system odsysania dymów operacyjnych aria

	Ref. No. Kod	
	020-001	Smoke evacuator ARIA Odsysacz dymu ARIA
	PA2010B	PenAdapt with 10 mm x 122 cm tubing with an adapter to 22 mm x 183 cm hose, for reusable handles, 10 pcs. Nakładka na uchwyt z przewodem 10 mm x 122 cm, do uchwytów wielorazowych, 10 szt.
	PA2010	PenAdapt with 10 mm x 122 cm tubing with an adapter to 22 mm x 183 cm hose, for single use handles, 10 pcs. Nakładka na uchwyt z przewodem 10 mm x 122 cm, do uchwytów 1-razowego użytku, 10 szt.
	848-030	Smoke evacuation handle with non-stick knife electrode, 2 switches, cable 3m, 3-pin plug, sterile, 10 pcs. Uchwyt jednorazowy do odsysania dymu z elektrodą nieklejącą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, wtyk 3-pin, sterylny, op. 10 szt.
	VS353	Aria - spare filter Aria - filtr wymienny
	BFPF7/8-10	Aria, pre-filter, sterile, single-use, 10 pcs. Aria, filtr wstępny, jednorazowego użytku, 10 szt.

WATERFALL endoscopic irrigation pump

endoskopowa pompa irygacyjna WATERFALL

	Ref. No. Kod	
	020-100	waterfall, endoscopic irrigation pump, with drain set waterfall, endoskopowa pompa irygacyjna, z zestawem drenów
 	020-104	PharMed drain, dia. 3.2 mm, lenght 15 cm, 2 x LuerLock, reusable, 1 pc. Dren PharMed, śr. 3,2 mm, dł. 15 cm, wielorazowy, 2 x LuerLock, 1 szt.
 	020-102	PCV drain, dia. 3.2 mm, lenght 43 cm, for water container, LuerLock, single-use, 10 pcs. Dren PCV, śr. 3,2mm, dł. 43 cm, jednorazowy, do zbiornika cieczy, LuerLock, 10 szt.
 	020-103	PCV drain, dia. 3.2 mm, extension, lenght 150 cm, 2 x LuerLock, single-use, 10 pcs. Dren PCV, śr. 3,2 mm, przedłużacz dł. 150 cm, jednorazowy, 2 x LuerLock, 10 szt.
	020-106	Water container, 0.5l, with scale, reusable, for waterfall irrigation pump Zbiornik cieczy, 0,5l, z podziałką, wielorazowy, do pompy irygacyjnej waterfall
	020-107	Water container, 1l, with scale, reusable, for waterfall irrigation pump Zbiornik cieczy, 1l, z podziałką, wielorazowy, do pompy irygacyjnej waterfall
 	100-301	One-pedal footswitch, cable 5 m, 6-pin plug Włącznik nożny 1-przyciskowy, kabel 5 m, wtyk 6-pin
  	100-311	One-pedal footswitch, wireless Włącznik nożny 1-przyciskowy, bezprzewodowy

measuring device for electrosurgical units

urządzenia pomiarowe do aparatów elektrochirurgicznych

	Ref. No. Kod	
 	010-001	SZMM - Integrated Power Meter SZMM - Zintegrowany Miernik Mocy
 	010-002	ETC1 Emed ESU Test Case ETC1 Walizka testowa do aparatów Emed
 	010-005	VA Argon flow meter Rotametr do pomiaru przepływu Argonu