

universal resectoscope





resektoskop uniwersalny









universal resectoscope resektoskop uniwersalny	42
cables for resectoscope kable do resektoskopu	44
containers for sterilization pojemniki do sterylizacji	45

universal resectoscope

resektoskop uniwersalny








	Ref. No. Kod	
	630-235-10B	<p>Active working element, monopolar/bipolar, for 4 mm telescopes</p> <p>Aktywny element roboczy, monopolarny/bipolarny, do optyki 4 mm</p>
	630-235-60B	<p>Passive working element, monopolar/bipolar, for 4 mm telescopes</p> <p>Pasywny element roboczy, monopolarny/bipolarny, do optyki 4 mm</p>
	630-210-26	<p>Continuous flow sheath 24/26Fr., perforated, turnable, 2 stopcocks</p> <p>Płaszcz perforowany 24/26Fr., ciągły przepływ, 2 zaworki, obrotowy</p>
	630-215-24	<p>Obturator standard for resectoscope 24/26Fr.</p> <p>Obturator standardowy do resektoskopu 24/26Fr.</p>

	Ref. No. Kod	
	630-240-00BPI	<p>Loop electrode wide PI-CUT, angled; 24/26Fr., 30° telescopes</p> <p>Elektroda półpętla szeroka PI-CUT, zagięta 24/26Fr., do optyki 30°</p>
	630-240-00B	<p>Loop electrode angled; 24/26Fr., 30° telescopes</p> <p>Elektroda półpętla zagięta 24/26Fr., do optyki 30°</p>
	630-240-15B	<p>Ball electrode 3 mm angled; 24/26Fr., 30° telescopes</p> <p>Elektroda kulka 3 mm zagięta 24/26Fr., do optyki 30°</p>
	630-240-20B	<p>Ball electrode 5mm angled; 24/26Fr., 30° telescopes</p> <p>Elektroda kulka 5mm zagięta 24/26Fr., do optyki 30°</p>
	601-104-39	<p>Telescope autoclavable, dia. 4 mm, L: 300 mm, 30°</p> <p>Optyka do resektoskopu, autoklawowalna, śr. 4mm, dł. 300 mm, 30°</p>

cables for resectoscope







kable do resektoskopu



SDS plug wtyk SDS	Ref. No. Kod	cable length dł. kabla	
	354-045	4.5 m	Bipolar cable for resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu
			
	405-045	4.5 m	Monopolar cable for resectoscope, 2 mm male plug Kabel monopolarny do resektoskopu, wtyk męski 2 mm
			
2-pin 29 mm plug wtyk 2-pin 29 mm	354-045	4.5 m	Bipolar cable for resectoscope Kabel bipolarny do resektoskopu
			
3-pin plug wtyk 3-pin	405-145	4.5 m	Monopolar cable for resectoscope, 2 mm male plug Kabel monopolarny do resektoskopu, wtyk męski 2mm
			

containers for sterilization

pojemniki do sterylizacji

	Ref. No. Kod	dimensions wymiały	
	260-600-04Y	460x80x55 mm	Optic wire basket with fixation for 1 optic Koszyk drucziany do sterylizacji 1 optyki
	260-191-07Y	540x250x70 mm	Wire basket for 1/1 container Koszyk drucziany do pojemnika 1/1
	260-100-01Y	595x275 mm	1/1 lid; perforated; aluminium silver 1/1 pokrywka pojemnika, perforowana, srebrne aluminium
	260-105-15Y	595x275x150 mm	1/1 bottom; non perforated; aluminium 1/1 część dolna pojemnika, bez perforacji, aluminium
	260-852-30Y	520x230 mm	Silicone mat, green Mata silikonowa, zielona

